



Návod k použití - Láhev na moč s uzávěrem

Typ výrobku:	zdravotnický prostředek
Provedení:	nesterilní
Cílový pacient:	muži bez omezení týkající se věku
Určený uživatel:	zdravotnický pracovník nebo laická osoba
Použité materiály:	PE (polyetylen)
Nežádoucí účinky:	Pokud je výrobek používán v souladu s pokyny výrobce, nejsou nežádoucí reakce známy.
Skladování:	Skladovat při teplotě od +5°C do 35°C.

Určený účel použití

Plastová láhev s uzávěrem, objem 1000 ml, s dělenou stupnicí po 50 ml, je určena zejména špatně pohyblivým nebo nepohyblivým pacientům k zachycení jednotlivých porcí moči, bez nutnosti přístupu na toaletu. Slouží k orientačnímu monitorování množství vydané moči. Zaoblené okraje a lemy zajišťují pohodlné použití a snadné čištění.

Postup pro použití

- Sejměte uzávěr lahve.
- Umístěte láhev do požadované pozice.
- Po použití láhev uzavřete.
- Obsah lahve vyprázdněte na toaletě, vymyjte a vydezinfikujte. Umyjte si ruce mýdlem a vodou.
Výrobek lze čistit a dezinfikovat běžnými prostředky používanými ve zdravotnictví, ale i v domácnostech. Možné mýt v myčce do teploty 70°C.



Stupnice na lahvi je pouze orientační, nepoužívat jako měřidlo.

Postup pro bezpečnou likvidaci ZP

Po použití u infekčního pacienta ve zdravotnickém zařízení: ZP uložit do PE pytle určeného pro nebezpečný – infekční odpad. Označený pytel (kódem odpadu, místem vzniku, datem a podpisem odpovědné osoby) po naplnění pevně uzavřít a bezpečně transportovat do spalovny = dekontaminační zařízení. Odstranění nebezpečné vlastnosti infekčnosti se rozumí provedení řádné dekontaminace. Třídění odpadů se provádí dle provozního řádu zdravotnického zařízení.

Po použití v domácím prostředí: Láhev propláchnout teplou mýdlovou vodou, zabalit do plastového sáčku a odložit do odpadkového koše určeného pro komunální odpad.

POZNÁMKA PRO UŽIVATELE: Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s dotčeným prostředkem, by měla být hlášena výrobcí a příslušnému místnímu orgánu.

OKOLNOSTI, ZA KTERÝCH BY UŽIVATEL MĚL KONTAKTOVAT ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA: V případě přítomnosti krve v moči.

Symbole použité na obalu

	Výrobce		Zdravotnický prostředek		Datum výroby
	Katalogové číslo		Číslo šarže		Výstraha

Návod je k dispozici také v elektronické podobě na stránkách www.gama.cz. Bezplatné poskytnutí dalších kopií je možné na vyžádání prostřednictvím e-mailu: prodej@gama.cz.

Datum vydání: 14. 5. 2021



Návod na použití - Fľaša na moč s uzáverom

Typ výrobku:	zdravotnícka pomôcka
Provedenie:	nesterilné
Cieľový pacient:	muži bez obmedzenia týkajúce sa veku
Určený používateľ:	zdravotnícky pracovník alebo laická osoba
Použité materiály:	PE (polyetylén)
Nežiadúce účinky:	Pokiaľ sa výrobok používa v súlade s pokynmi výrobcu, nie sú nežiadúce reakcie známe.
Skladovanie:	Skladovať pri teplote od +5°C do 35°C.

Určený účel použitia

Plastová fľaša s uzáverom, objem 1000 ml, s dělenou stupnicou po 50 ml, je určená najmä zle pohyblivým alebo nepohyblivým pacientom na zachytenie jednotlivých dávok moču, bez nutnosti prístupu na toaletu. Slúži k orientačnému monitorovaniu množstva vydaného moču. Zaoblené okraje a lemy zaisťujú pohodlné použitie a jednoduché čistenie.

Postup pre použitie

- Odstáňte uzáver fľaše.
- Umiestnite fľašu do požadovanej pozície.
- Po použití fľašu uzavrite.
- Obsah fľaše vyprázdnite na toalete, vymyte a vydezinfikujte. Umyte si ruky mýdlom a vodou.
Výrobek je možné čistiť a dezinfikovať bežnými prostriedkami používanými v zdravotníctve, ale aj v domácnostiach. Vhodný do umývačky do teploty 70°C.



Stupnica na fľaši je len orientačná, nepoužívať ako meradlo.

Postup pre bezpečnú likvidáciu ZP

Po použití u infekčného pacienta v zdravotníckom zariadení: ZP uložiť do PE vrečka určeného pre nebezpečný – infekčný odpad. Označené vreče (kódem odpadu, miestom vzniku, dátumom a podpisom zodpovednej osoby) po naplnení pevne uzavrieť a bezpečne transportovať do spaľovne = dekontaminačné zariadenie. Odstránenie nebezpečnej vlastnosti infekčnosti sa rozumie prevedenie riadnej dekontaminácie. Triedenie odpadov sa vykonáva podľa prevádzkového poriadku zdravotníckeho zariadenia.

Po použití v domácom prostredí: Fľašu prepláchnuť teplou mýdlovou vodou, zabalit do plastového vrečka a vložiť do odpadkového koša určeného pre komunálny odpad.

POZNÁMKA PRE UŽIVATEĽOV: Akýkoľvek závažný nežiaduci účinok, ku ktorému došlo v súvislosti s dotknutým prostriedkom, by mal byť hlásený výrobcovi a príslušnému miestnemu orgánu.

OKOLNOSTI, ZA KTORÝCH BY UŽIVATEĽ MAL KONTAKTOVAŤ ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA: V prípade prítomnosti krvi v moči.

Symbole použité na obalu

	Výrobca		Zdravotnícka pomôcka		Dátum výroby
	Katalogové číslo		Číslo šarže		Výstraha

Návod je k dispozícii aj v elektronickej podobe na stránkách www.gama.cz. Bezplatné poskytnutí ďalších kopií je možné na vyžádanie prostredníctvom e-mailu: prodej@gama.cz.

Dátum vydania: 14. 5. 2021