

**CS Bezjehlový vstup M**




**Katalogové č.:** V696420-M  
V696421-M  
**Funkčnost:** výrobce deklaruje funkčnost prostředku, pokud je použit v souladu s návodem k použití.  
**Doba použití:** „Krátkodobá“ - nepřetržitě použití po dobu maximálně 7 dní nebo 100 připojení  
**Provedení:** sterilní, sterilizace ethylenoxidem  
**Cílový pacient:** Pacienti, kteří podstupují infuzní terapii.  
**Určený uživatel:** Lékaři, anesteziologové, zdravotní sestry a další zdravotničtí pracovníci ve zdravotnických zařízeních, kteří provádějí infuzní terapii.  
**Použité materiály:** PC, silikon  
**Kompatibilita:** Se zdravotnickými prostředky, které mají standardní Luer konektory, které jsou ve shodě s normou ČSN EN ISO 80369-7. Bezjehlový vstup je určen k aplikaci kapalných léků nebo inuzních roztoků určených pro injekční nebo intravenózní podání nebo pro odběr krve pomocí stříkačky (bez jehly). (In)kompatibilitu léčiv s použitými materiály proveďte v souhrnném údaji o přípravku (SPC) viz. [www.sukl.cz](http://www.sukl.cz) nebo [www.olecich.cz](http://www.olecich.cz)  
**Kontraindikace:** Nepoužívejte u pacientů, u nichž je známa alergická reakce na některý z materiálů výrobku.  
**Nežádoucí účinky:** Pokud je set používán v souladu s pokyny uvedenými v oddílu Upozornění a Použití, nejsou nežádoucí reakce známy.  
**Upozornění:** Nepoužívejte, pokud je sterilní obal otevřen nebo poškozen. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. Opakované použití, opakovaná sterilizace nebo nedodržení skladovacích podmínek představuje pro pacienta nebo uživatele potenciální riziko. Může vést ke kontaminaci nebo zhoršení funkčnosti, což může způsobit zranění, nemoc, případně smrt pacienta.  
**Skladování a přeprava:** Výrobky musí být skladovány v suchém, větraném, bezprašném, temném prostředí bez přímého slunečního záření tak, aby nedošlo k jejich poškození a deformaci. Výrobky musí být skladovány v obalu, ve kterém jsou dodávány výrobcem. Skladovací teplota musí být +5°C až +25°C a relativní vlhkost vzduchu max. do 75%. S výrobky nesmí být skladovány organická rozpouštědla a chemikálie. Pokud je balení vystaveno podmínkám prostředí mimo specifikované podmínky, kontaktujte výrobce, který rozhodne o dalším postupu. Výrobky se přepravují v čistých, suchých a krytých dopravních prostředcích při teplotě od -15°C do +60°C a relativní vlhkosti vzduchu max. 75% tak, aby nedošlo k jejich poškození. Spolu s nimi nesmí být přepravovány žádné chemikálie. Maximální doba přepravy ZP při teplotách +50°C až +60°C nesmí přesáhnout 4 dny!

**Určený účel k použití**

Bezjehlový vstup je uzavřený, bezpečnostní systém pro použití bez jehly, zajišťující mikrobiologickou bezpečnost, který je určen k opakované aplikaci i aspiraci z intravenózních příslušenství (stříkačky, infuzní sety, kanyly, kohouty, katetry, prodlužovací hadičky) s Luer zakončením, při provádění infuzní terapie, injekční terapie, odběru vzorků, chemoterapie a může být použit i při vyšetření magnetickou rezonancí. Barevné rozlišení bezjehlových vstupů v červené a modré barvě usnadňuje identifikaci arteriální nebo žilní linky. Výměnu bezjehlového vstupu je nutné provést vždy maximálně po 7 dnech nebo po 100 připojení.  
Zbytkový objem: 0,09 ml  
Dosažený průtok: 1 psi: 550 ml/min = gravitační průtok ; 3 psi: 1000 ml/min ; 5 psi: 1300 ml/min

**Návod k použití**

- Za aseptických podmínek, vyjměte sterilní bezjehlový vstup z obalu.
- Před aplikací proveďte dezinfekci povrchu silikonové membrány otřením alkoholickou dezinfekcí.
- Počkejte minimálně 30 sekund, dokud neoschne dezinfekční roztok.
- Zatlačením na Luer stříkačku nebo jiný Luer konektor proveďte opatrně připojení přímo do ventilu pomocí otáčení ve směru hodinových ručiček.
- Odpojení bezjehlového vstupu provedete otáčivým pohybem proti směru hodinových ručiček.



**⚠ Výměnu bezjehlového vstupu provádějte vždy maximálně po 7 dnech nebo po 100 připojení.**

Abyste nedošlo k poškození bezjehlového vstupu, používejte pouze standardní Luer připojení, které je v souladu s harmonizovanými normami (nestandardní stříkačky, jehly, uzávěry nebo konektory bezjehlový vstup poškodí). Nepřipojujte pod úhlem.

**POZNÁMKA:** Při použití bezjehlového vstupu není nutné používat rukavice.

**Postup pro bezpečnou likvidaci ZP po použití:**

ZP uložte do modrého PE pytle určeného pro nebezpečný – infekční odpad. Označený pytel (kódem odpadu, místem vzniku, datem a podpisem odpovědné osoby) po naplnění pevně uzavřít a bezpečně transportovat do spalovny = dekontaminační zařízení. Odstranění nebezpečné vlastnosti infekčnosti se rozumí provedení řádné dekontaminace. Třídění odpadů se provádí dle provozního řádu zdravotnického zařízení.

**POZNÁMKA PRO UŽIVATELE:** Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s dotčeným prostředkem, by měla být hlášena výrobcem a příslušnému místnímu orgánu.

**Značky použité na obalu**

	Katalogové číslo		Chránit před vlhkem		Číslo šarže		Výrobce
	Použit do data		Omezení teplot		Čtěte návod k použití		Sterilizováno ethylenoxidem a systém jednoduché sterilní bariéry
	Apyrogenní		Chránit před slunečním zářením		Neobsahuje latex		Jedinečný identifikátor prostředku
	Neresterilizovat		Nepoužívat opětovně		Nepoužívat, jestliže je balení poškozeno		
	Zdravotnický prostředek		Datum a země výroby		Neobsahuje PVC		

**SK Bezihlový vstup M**


**Katalogové č.:** V696420-M  
V696421-M  
**Funkčnost:** výrobce deklaruje funkčnost prostředku, pokud je použit v súlade s návodom na použitie  
**Doba použitia:** „Krátkodobá“ - nepřetržitě použití po dobu maximálně 7 dní nebo 100 připojení  
**Provedenie:** sterilné, sterilizácia etylénoxidom  
**Cieľový pacient:** Pacienti, ktorí podstupujú infúziu terapiu.  
**Určený používateľ:** Lekári, anesteziológovia, zdravotné sestry a ďalší zdravotníckí pracovníci v zdravotníckych zariadeniach, ktorí vykonávajú infúziu terapiu.  
**Použité materiály:** PC, silikon  
**Kompatibilita:** So zdravotníckymi pomôckami, ktoré majú štandardné Luer konektory, ktoré sú v zhode s normou ČSN EN ISO 80369-7. Bezihlový vstup je určený na aplikáciu kvapalných liekov alebo infúzných roztokov určených na injekčné alebo intravenózne podanie alebo na odber krvi pomocou striekačky (bez ihly). (In)kompatibilitu liečiv s použitými materiálmi preverte v súhrnnom údajmi o lieku (SPC), pozri [www.sukl.cz](http://www.sukl.cz) alebo [www.olecich.cz](http://www.olecich.cz)  
**Kontraindikácie:** Nepoužívajte u pacientov, u ktorých je známa alergická reakcia na niektorý z materiálov výrobku.  
**Nežiadúce účinky:** Pokiaľ sa súprava používa v súlade s pokynmi uvedenými v oddiele Upozornenia a Použitie, nie sú nežiaduce reakcie známe.  
**Upozornenie:** Nepoužívajte, ak je sterilný obal otvorený alebo poškodený. Nepoužívajte po dátume expirácie. Opakované použitie, opakovaná sterilizácia alebo nedodržanie skladovacích podmienok predstavuje pre pacienta alebo používateľa potenciálne riziko. Môže dôjsť ku kontaminácii alebo narušeniu funkčnosti, čo môže spôsobiť zranenie, ochorenie, prípadne smrť pacienta.  
**Skladovanie a preprava:** Výrobky musia byť skladované v suchom, vetranom, bezprašnom, temnom prostredí bez priameho slnečného žiarenia tak, aby nedošlo k ich poškodeniu a deformácii. Výrobky musia byť skladované v obale, v ktorom sú dodávané výrobcem. Skladovacia teplota musí byť +5 °C až +25 °C a relatívna vlhkosť vzduchu max. do 75 %. S výrobkami nesmú byť skladované organické rozpúšťadlá a chemikálie. Pokiaľ je balenie vystavené podmienkam prostredia mimo špecifikovaných podmienok, kontaktujte výrobcu, ktorý rozhodne o ďalšom postupe. Výrobky sa prepravujú v čistých, suchých a krytých dopravných prostriedkoch pri teplote od -15°C do +60°C a relatívnej vlhkosti vzduchu max. 75% tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Spolu s nimi nesmú byť prepravované žiadne chemikálie. Maximálna doba prepravy ZP pri teplotách +50 °C až +60 °C nesmie presiahnuť 4 dni!

**Určený účel použitia**

Bezihlový vstup je uzavretý, bezpečnostný systém pre použitie bez ihly, zaisťujúci mikrobiologickú bezpečnosť, ktorý je určený na opakovanú aplikáciu a aspiráciu z intravenózných pomôcok (striekačky, infúzne súpravy, kanyly, kohúty, katetre, predlžovacie hadičky) s Luer zakončením, pri vykonávaní infúznej terapie, injekčnej terapie, odbere vzoriek, chemoterapii a môže byť použitý aj pri vyšetrení magnetickou rezonanciou. Farebné rozlíšenie bezihlových vstupov v červenej a modrej farbe uľahčuje identifikáciu arteriálnej alebo žilovej linky. Výměnu bezihlového vstupu je nutné vykonať vždy maximálne po 7 dňoch alebo po 100 pripojeniach.  
Zvyškový objem: 0,09 ml  
Dosažený prietok: 1 psi: 550 ml/min = gravitačný prietok ; 3 psi: 1000 ml/min ; 5 psi: 1300 ml/min

**Návod k použitiu**

- Za aseptických podmienok, vyberte sterilný bezihlový vstup z obalu.
- Před aplikáciou vykonajte dezinfekciu povrchu silikonovej membrány otrením alkoholickou dezinfekciou.
- Počkajte minimálne 30 sekúnd, kým neoschne dezinfekčný roztok.
- Zatlačením na Luer striekačku alebo iný Luer konektor vykonajte opatrné pripojenie priamo do ventilu pomocou otáčania v smere hodinových ručičiek, aby bol zabezpečený bezpečný spoj. **NEPOKÚŠAJTE** sa vkladať pod uhlom ani sa nepokúšajte vypáčiť štrbinu vo ventile.
- Odpojenie bezihlového vstupu vykonajte otáčavým pohybom proti smeru hodinových ručičiek.



**⚠ Výměnu bezihlového vstupu vykonávajte vždy maximálne po 7 dňoch alebo po 100 pripojeniach.**

Abyste nedošlo k poškození bezihlového vstupu, používejte iba štandardné Luer pripojenie, ktoré je v súlade s harmonizovanými normami (neštandardné striekačky, ihly, uzávěry alebo konektory bezihlový vstup poškodia). Nepripájajte pod úhľom.

**POZNÁMKA:** Pri použití bezihlového vstupu nie je nutné používať rukavice.

**Postup pre bezpečnú likvidáciu ZP po použití:**

ZP uložte do modrého PE vreca určeného pre nebezpečný - infekčný odpad. Označený vrec (kódem odpadu, miestom vzniku, dátumom a podpisom zodpovednej osoby) po naplnení pevne uzavrieť a bezpečne transportovať do spalovne = dekontaminačné zariadenie. Odstránenie nebezpečné vlastnosti infekčnosti sa rozumie prevedenie riadnej dekontaminácia. Triedenie odpadov sa vykonáva podľa prevádzkového poriadku zdravotníckeho zariadenia.

**POZNÁMKA PRE POUŽÍVATEĽOV:** Akákoľvek závažný nežiaduci účinok, ku ktorému došlo v súvislosti s dotknutým prostriedkom, by mala byť hlásená výrobcovia a príslušnému miestnemu orgánu.

**Značky použité na obale**

	Katalogové číslo		Chránit pred vlhkem		Číslo šarže		Výrobca
	Použit do dátumu		Obmedzenie teploty		Čítajte návod na použitie		Sterilizované etylénoxidom a systém jednoduché sterilnej bariéry
	Apyrogenní		Chránit pred slnečným žiarením		Neobsahuje latex		Jedinečný identifikátor prostriedku
	Neresterilizovat		Nepoužívať opätovne		Nepoužívať, ak je balenie poškodené		
	Zdravotnícka pomôcka		Dátum a krajina výroby		Neobsahuje PVC		

**EN Needleless port M**



**Catalogue No.:** Medical device variants:  
 V696420-M Needleless port M  
 V696421-M Needleless port – red M  
**Functionality:** the manufacturer declares the functionality of the device when used in accordance with the instructions for use  
**Duration of use:** „Short term“ - continuous use for the time maximum 7 days or 100 connections  
**Design:** sterile, ethylene oxide sterilization  
**Target patient:** Patients undergoing infusion therapy.  
**Designated user:** Doctors, anesthetists, nurses, and other healthcare professionals in healthcare settings who perform infusion therapy.  
**Materials used:** PC, Silicone  
**Compatibility:** With medical devices equipped with standard Luer connectors in conformity with standard ČSN EN ISO 80369-7. The needleless port is intended for the application of liquid drugs or infusion solutions intended for injection or intravenous administration or for blood sampling using a syringe (without a needle). (In)compatibility of the drugs with the materials used, check in the summary about products (SPC) see [www.sukl.cz](http://www.sukl.cz) or [www.olecich.cz](http://www.olecich.cz)  
**Contraindication:** Do not use on any patient with a known allergic reaction to any of the product components.  
**Adverse effects:** No adverse effects are known if the set is used in accordance with the instructions specified in the Warning and Use sections.  
**Warning:** Do not use, if the sterile packing is opened or damaged. Do not use after the expiry date. Reuse, re-sterilization, or non-observance of storage conditions creates a potential risk to the patient or user. It may lead to contamination and/or impairment of functional capability, may lead to injury, illness or death of the patient.  
**Storage and transport:** The products should be stored in dry, ventilated, dust-free and dark rooms without direct sunlight to avoid their damage and deformation. Products must be stored in the packaging as delivered by the producer. Products must be stored at temperatures from +5°C to +25°C and the relative air humidity is max. 75%. Organic solvents and chemicals must not be stored with the products. If the package is exposed to conditions outside the specified conditions, contact the manufacturer who will decide on the next course of action. The products are transported in clean, dry and covered means of transport at a temperature from -15°C to +60°C and a relative humidity of max. 75% so that they are not damaged. No chemicals may be transported with them. The maximum transport time of MD at temperatures of +50°C to +60°C must not exceed 4 days!


**Intended use**

The needleless port is a closed safety system for use without a needle, ensuring microbiological safety, which is designed for repeated application as well as aspiration from intravenous accessories (syringes, infusion sets, cannulas, taps, catheters, extension hoses) with Luer type connection, in infusion therapy, injection therapy, sample taking, chemotherapy and it can also be used in magnetic resonance examinations. Red and blue color coding of the needleless ports makes it easy to identify the arterial or venous line. The replacement of the needle-free input must always be done after a maximum of 7 days or after 100 connections.

Priming volume: 0,09 ml  
 Flow Rate Averages: 1 psi: 550 ml/min = gravitational flow ; 3 psi: 1000 ml/min ; 5 psi: 1300 ml/min

**Instruction for use**

- Under aseptic conditions, remove the sterile needleless port from the packing.
- Prior to application, disinfect the silicone membrane surface by wiping with alcohol disinfection.
- Wait at least 30 seconds until the disinfection solution has dried out.
- By pushing on the Luer syringe or other Luer connector, carefully make the connection directly into the valve using a clockwise rotation hand to ensure a secure connection. **DO NOT** attempt to insert at an angle or try to pry the slot in the valve.
- Disconnecting the needleless port is carried out by turning anticlockwise.



**Replacement of the needleless port shall be performed always after 7 days or 100 connections at maximum.**  
 In order to prevent damage to the needleless port, use only the standard connection Luer which is in accordance with harmonized standards (non-standard syringes, needles, closures or connectors will cause damage to the needleless port). Do not angle.

**NOTE:** It is not necessary to use gloves while using the needleless port.

**Procedure for safe disposal of medical devices after use:**

Put the medical device in a blue PE bag intended for hazardous - infectious waste. After filling, seal the labeled bag (waste code, place of origin, date and signature of the responsible person) and transport it safely to the incinerator = decontamination device. Removal of the dangerous property of infectivity means proper decontamination. Waste sorting is carried out according to the operating rules of the medical facility.

**NOTE TO USERS:** Any serious adverse event occurring in relation to the device in question should be reported to the manufacturer and the competent local authority.

**Used symbols on packaging**

	Catalogue Number		Keep away from Rain		Batch Number		Manufacturer
	Use by / Expiry date		Temperature Limitation		Read instructions for use		Sterilised by Ethylene Oxide and single sterile barrier system
	Pyrogen free		Keep away from sunlight		Latex free product		Unique Device Identifier
	Do not Resterilize		For single use only		Do not use if unit package is damaged		
	Medical Device		Date and Country of Manufacture		Does not contain PVC		

**DE Nadelloser eingang M**

**Katalognummer:** Varianten von Medizinprodukten:  
 V696420-M Nadelloser eingang M  
 V696421-M Nadelloser eingang – rot M  
**Funktionalität:** Der Hersteller erklärt die Funktionalität des Produkts bei bestimmungsgemäßer Verwendung  
**Dauer der Nutzung:** „Kurzzeitig“ - ununterbrochene Anwendung für maximal 7 Tage oder 100 Verbindungen  
**Ausführung:** steril, mit Ethylenoxid sterilisiert  
**Zielpatient:** Patienten, die sich einer Infusionstherapie unterziehen.  
**Zielanwender:** Ärzte, Anästhesisten, Krankenschwestern und andere medizinische Fachkräfte im Gesundheitswesen, die Infusionstherapien durchführen.  
**Verwendete Werkstoffe:** PC, Silikon  
**Kompatibilität:** Mit Sanitätsmitteln, die über standardmäßige Luer Verbindungsstecker verfügen, die der Norm ČSN EN ISO 80369-7 entsprechen. Der Nadelloser Eingang ist für die Anwendung von flüssigen Arzneimitteln oder Infusionslösungen zur Injektion oder intravenösen Verabreichung oder zur Blutentnahme mit einer Spritze (ohne Nadel) vorgesehen. (In)Drogenverträglichkeit mit den verwendeten Materialien, überprüfen Sie die SPC, siehe [www.sukl.cz](http://www.sukl.cz) oder [www.olecich.cz](http://www.olecich.cz)  
 Nicht bei Patienten zu verwenden, bei denen Allergien gegen einen der Produktbestandteile bekannt ist.  
**Kontraindikationen:** Wenn Gerät in Übereinstimmung mit den Anweisungen im Abschnitt Hinweis und Anwendungsanleitung verwendet wird, sind keine unerwünschten Reaktionen bekannt.  
**Unerwünschte Wirkungen:** Nicht verwenden, wenn die sterile Packung offen oder beschädigt ist. Verwenden Sie nicht nach Verfallsdatum nicht verwendet werden. Wiederverwendung, Resterilisation oder Nichtbeachtung der Lagerbedingungen stellen ein potenzielles Risiko für den Patienten oder Benutzer dar. Sie kann eine Kontamination und/oder Beeinträchtigung der Funktionalität zur Folge haben können zu Verletzung, Erkrankung oder Tod des Patienten führen.  
**Hinweis:** Die Produkte sollen in trockenen, gut belüfteten, staubfreien und dunklen Räumen ohne direkte Sonneneinstrahlung gelagert werden, um ihre Schäden und Verformungen zu vermeiden. Die Produkte müssen in der vom Hersteller mitgelieferten Verpackung gelagert werden. Die Lagerungstemperatur muss im Bereich +5°C bis +25°C liegen und die relative Luftfeuchtigkeit muss max. bis 75% sein. Organische Lösungsmittel und Chemikalien dürfen nicht zusammen mit den Produkten gelagert werden. Wenn das Paket Umgebungsbedingungen außerhalb der angegebenen Bedingungen ausgesetzt ist, wenden Sie sich an den Hersteller, der über die weitere Vorgehensweise entscheidet. Die Produkte werden in sauberen, trockenen und überdachten Transportmitteln bei einer Temperatur von -15°C bis +60°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von max. 75% transportiert, damit sie nicht beschädigt werden. Mit ihnen dürfen keine Chemikalien transportiert werden. Die maximale Transportzeit von MP bei Temperaturen von +50°C bis +60°C darf 4 Tage nicht überschreiten!  
**Lagerung und Transport:**


**Anwendungszweck**

Der nadelloser Eingang ist ein geschlossenes, Sicherheitssystem für die nadellose Verwendung, welches die mikrobiologische Sicherheit sicherstellt, welches zur wiederholten Anwendung sowie Aspiration aus dem intravenösen Zubehör mit dem Luer-Abschluss (Spritzen, Infusionssets, Kanülen, Hähne, Katheter, Verlängerungsschläuche) bei der Durchführung der Infusionstherapie, der Injektionstherapie, der Probenabnahme, Chemotherapie bestimmt ist, (und es kann auch bei der Untersuchung durch die magnetische Resonanz verwendet werden. Die rote und blaue Farbcodierung der Nadelloser Eingang erleichtert die Identifizierung des arteriellen oder venösen Zugangs. Der Austausch des nadelfreien Eingangs muss immer nach maximal 7 Tagen bzw. nach 100 Verbindungen erfolgen.

Restvolumen: 0,09 ml  
 Erreicht Durchfluss: 1 psi: 550 ml/min = Gravitation Durchfluss ; 3 psi: 1000 ml/min ; 5 psi: 1300 ml/min

**Anwendungsanleitung**

- Unter aseptischen Bedingungen nehmen Sie den sterilen nadellosen Eingang aus der Verpackung heraus.
- Vor der Anwendung ist die Sterilisation der Oberfläche der Silikonmembran durch das Abwischen mit dem alkoholhaltigen Desinfektionsmittel.
- Warten Sie mindestens 30 Sekunden ab, bis die Desinfektionslösung abgetrocknet ist.
- Durch Aufschieben der Luer-Spritze oder eines anderen Luer-Anschlusses vorsichtig die Verbindung direkt im Ventil herstellen und dabei eine Drehung im Uhrzeigersinn durchführen Hand, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten. Versuchen Sie **NICHT**, das Ventil schräg einzuführen oder den Schlitz im Ventil aufzuhebeln.
- Die Abschaltung des nadellosen Eingangs führen Sie durch die Drehbewegung gegen den Uhrzeiger Sinn durch.



**Der Austausch des nadellosen Eingangs ist maximal nach 7 Tagen oder nach 100 Anschlüssen durchzuführen.**  
 Damit es zu keiner Beschädigung des nadellosen Eingangs kommen kann, verwenden Sie nur den standardmäßigen Luer-Anschluss, welcher im Einklang mit harmonisierten Normen ist (die nichtstandardmäßigen Spritzen, Nadeln, Verschlüsse oder Stecker werden den nadellosen Eingang beschädigen). Nicht Winkel.

**BEMERKUNG:** Bei der Verwendung des nadellosen Eingangs ist es nicht nötig, die Handschuhe zu verwenden.

**Verfahren zur sicheren Entsorgung von Medizinprodukten nach Gebrauch:**

Legen Sie das Medizinprodukt in einen blauen PE-Beutel für gefährliche - infektiöse Abfälle. Verschließen Sie den etikettierten Beutel (Abfallcode, Herkunftsort, Datum und Unterschrift der verantwortlichen Person) nach dem Befüllen und transportieren Sie ihn sicher zur Verbrennungsanlage = Dekontaminationsvorrichtung. Die Entfernung der gefährlichen Eigenschaft der Infektiosität bedeutet eine ordnungsgemäße Dekontamination. Die Abfallsortierung erfolgt nach den Betriebsregeln der medizinischen Einrichtung.

**HINWEIS FÜR BENUTZER:** Jedes schwerwiegende unerwünschte Ereignis in Bezug auf das betreffende Gerät ist dem Hersteller und der zuständigen örtlichen Behörde zu melden.

**Symbole auf der Verpackung**

	Produkt-Referenznummer		Vor Regen schützen		Chargennummer		Hergestellt in
	Verbrauchenbis/Datum des Verbrauchs		Temperaturbegrenzung		Siehe Gebrauchsanweisung		Mit Ethylenoxid sterilisiert und einem einfachen Sterilbarriersystem
	Ohne Pyrogen		Vor Sonnenlicht schützen		Ohne latex		eindeutige Ressourcenkennung
	Nicht wieder sterilisieren		Zur einmaligen Verwendung		Verwenden Sie das Gerät nicht, falls das Einheitspaket beschädigt ist.		
	Medizinprodukten		Herstellungsdatum und Herstellungsland		Ohne PVC		