

CS GAMAPLUS M

Katalogové č.: V606301-M V606301-01M V606303-M V606304-M V606304-01M	Variety zdravotnického prostředku: GAMAPLUS 1,8 x 450 LL M GAMAPLUS 1,8 x 450 LLK M GAMAPLUS 1,8 x 1500 LL M GAMAPLUS 1,8 x 1800 LL M GAMAPLUS 1,8 x 1800 LLK M	Katalogové č.: V606306-M V606307-M V606321-M V606342-M	Variety zdravotnického prostředku: GAMAPLUS 1,8 x 450 UNIV M GAMAPLUS 1,8 x 1800 UNIV M GAMAPLUS 3,0 x 150 LL M GAMAPLUS 3,0 x 300 LL M	Katalogové č.: V606347-M V606349-M V606371-M	Variety zdravotnického prostředku: GAMAPLUS 3,0 x 2500 LL M GAMAPLUS 3,0 x 3500 L ML GAMAPLUS 3,0 x 150 YLL M
Funkčnost:	výrobce deklaruje funkčnost prostředku, pokud je použit v souladu s návodem k použití.				
Doba použití:	„Krátkodobá“. Pokud je podávána krev, krevní deriváty, tukové emulze nebo pokud musela být linka rozpojena, je nepřetržitě použití po dobu maximálně 24 hodin, v případě podávání stejného typu léčiva je použití po dobu maximálně 72 hodin, v uzavřeném systému zakončeném bezjehlovým vstupem lze interval prodloužit až na 7 dní. Okamžitá výměna je nutná při znečištění linky a při inkompatibilitě. Výměna podle národních směrnic a/nebo postupů zdravotnického zařízení. Závisí na zamýšlené léčbě podle souhrnu údajů o přípravku léku/ roztoku.				
Provedení:	sterilní, sterilizace ethylenoxidem				
Cílový pacient:	Pacienti podstupující intravenózní nebo intraarteriální infuzní (transfuzní) terapii, kde je potřeba prodloužení nebo flexibilní spojení mezi infuzním (transfuzním) systémem a intravenózním/intraarteriálním katetrem.				
Určený uživatel:	Lékaři, anesteziologové, zdravotní sestry a další zdravotničtí pracovníci ve zdravotnických zařízeních, kteří provádějí intravenózní nebo intraarteriální infuzní (transfuzní) terapii.				
Použité materiály:	PVC, PE				
Kompatibilita:	Se zdravotnickými prostředky, které mají standardní Luer konektory, které jsou ve shodě s normou ČSN EN ISO 80369-7. GAMAPLUS je určen k převodu kapalných léků nebo roztoků určených k i.v. podání nebo převodu krve. (In)kompatibilitu léčiv s použitými materiály proveďte v souhrnném údají o přípravku (SPC) viz. www.sukl.cz nebo www.olecich.cz .				
Kontraindikace:	Nepoužívejte u pacientů, u nichž je známa alergická reakce na některý z materiálů výrobku.				
Nežádoucí účinky:	Pokud je set používán v souladu s pokyny uvedenými v oddílu Upozornění a Použití, nejsou nežádoucí reakce známy.				
Upozornění:	Použití do tlaku max. 2 bary. Nepoužívejte, pokud je sterilní obal otevřen nebo poškozen, nebo jsou-li ochranné kryty spadlé. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. Opakované použití, opakovaná sterilizace nebo nedodržení skladovacích podmínek představuje pro pacienta nebo uživatele potenciální riziko. Může vést ke kontaminaci nebo zhoršení funkčnosti, což může zapříčinit zranění, nemoc, případně smrt pacienta.				
Skladování a přeprava:	Výrobky musí být skladovány v suchém, větraném, bezprašném, tmavém prostředí bez přímého slunečního záření tak, aby nedošlo k jejich poškození a deformaci. Výrobky musí být skladovány v obalu, ve kterém jsou dodávány výrobcem. Skladovací teplota musí být +5°C až +25°C a relativní vlhkost vzduchu max. do 75%. S výrobky nesmí být skladovány organická rozpouštědla a chemikálie. Pokud je balení vystaveno podmínkám prostředí mimo specifikované podmínky, kontaktujte výrobce, který rozhodne o dalším postupu. Výrobky se přepravují v čistých, suchých a krytých dopravních prostředcích při teplotě od -15°C do +60°C a relativní vlhkosti vzduchu max. 75% tak, aby nedošlo k jejich poškození. Spolu s nimi nesmí být přepravovány žádné chemikálie. Maximální doba přepravy ZP při teplotách +50°C až +60°C nesmí přesáhnout 4 dny!				

Určený účel k použití

Jednorázový zdravotnický prostředek určený k prodloužení nebo propojení jedné nebo dvou infuzních nebo transfuzních souprav s intravenózní jehlou.

Návod k použití

- GAMAPLUS za aseptických podmínek vyjmout z obalu.
- Sejmout kryty.
- Negativní kužel připojit na pozitivní kužel soupravy a hadičku naplnit kapalinou.
- Pozitivní kužel napojit na intravenózní jehlu nebo katetr.

Postup pro bezpečnou likvidaci ZP po použití:

ZP uložit do modrého PE pytle určeného pro nebezpečný – infekční odpad. Označený pytel (kódem odpadu, místem vzniku, datem a podpisem odpovědné osoby) po naplnění pevně uzavřít a bezpečně transportovat do spalovny = dekontaminační zařízení. Odstranění nebezpečné vlastnosti infekčnosti se rozumí provedení řádné dekontaminace. Třídění odpadů se provádí dle provozního řádu zdravotnického zařízení.

POZNÁMKA PRO UŽIVATELE: Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s dotčeným prostředkem, by měla být hlášena výrobcem a příslušnému místnímu orgánu.

Značky použité na obalu

	Katalogové číslo		Chránit před vlhkem		Číslo šarže		Výrobce
	Použit do data		Omezení teplot		Čtěte návod k použití		Sterilizováno ethylenoxidem a systémem jednoduché sterilní bariéry
	Apyrogenní		Chránit před slunečním zářením		Neobsahuje latex		Neobsahuje ftalát DEHP
	Neresterilizovat		Nepoužívat opětovně		Nepoužívat, jestliže je balení poškozeno		Tlak
	Objem hadičky		Zdravotnický prostředek		Datum a země výroby		Jedinečný identifikátor prostředku

SK GAMAPLUS M

Katalogové č.: V606301-M V606301-01M V606303-M V606304-M V606304-01M	Variety zdravotnické pomůcky: GAMAPLUS 1,8 x 450 LL M GAMAPLUS 1,8 x 450 LLK M GAMAPLUS 1,8 x 1500 LL M GAMAPLUS 1,8 x 1800 LL M GAMAPLUS 1,8 x 1800 LLK M	Katalogové č.: V606306-M V606307-M V606321-M V606342-M	Variety zdravotnické pomůcky: GAMAPLUS 1,8 x 450 UNIV M GAMAPLUS 1,8 x 1800 UNIV M GAMAPLUS 3,0 x 150 LL M GAMAPLUS 3,0 x 300 LL M	Katalogové č.: V606347-M V606349-M V606371-M	Variety zdravotnické pomůcky: GAMAPLUS 3,0 x 2500 LL M GAMAPLUS 3,0 x 3500 L ML GAMAPLUS 3,0 x 150 YLL M
Funkčnost:	výrobce deklaruje funkčnost prostředku, pokud je použitý v souladu s návodem na použití				
Doba použití:	„Krátkodobá“. Pokud je podávána krev, krevní deriváty, tukové emulze nebo pokud musela být linka rozpojena, je nepřetržitě použití po dobu maximálně 24 hodin, v případě podávání rovnakého typu léčiva je použití po dobu maximálně 72 hodin, v uzavřeném systému zakončeném bezjehlovým vstupem je možné interval prodloužit až na 7 dní. Okamžitá výměna je nutná při znečištění linky a při inkompatibilitě. Výměna podle národních směrnic a/nebo postupů zdravotnického zařízení. Závisí od zamýšlené léčby podle souhrnu charakteristických vlastností léku/roztoku.				
Provedení:	sterilní, sterilizace ethylenoxidem				
Cílový pacient:	Pacienti podstupující intravenózní nebo intraarteriální infuzní (transfuzní) terapii, kde je potřebné predĺženie alebo flexibilné spojenie medzi infúznym (transfúznym) systémom a intravenóznym/intraarteriálnym katétrom.				
Určený používateľ:	Lekári, anesteziológovia, zdravotné sestry a ďalší zdravotníckí pracovníci v zdravotníckych zariadeniach, ktorí vykonávajú intravenóznou alebo intraarteriálnu infúziu (transfúziu) terapiu.				
Použité materiály:	PVC, PE				
Kompatibilita:	So zdravotníckymi pomôckami, ktoré majú štandardné Luer konektory, ktoré sú v zhode s normou ČSN EN ISO 80369-7. GAMAPLUS je určený k prevodu kvapalných liekov alebo roztokov určených na i.v. podanie alebo prevodu krvi. (In)kompatibilitu liečiv s použitými materiálmi preverte v súhrnnom údají o lieku (SPC), pozri www.sukl.cz alebo www.olecich.cz .				
Kontraindikácie:	Nepoužívejte u pacientov, u ktorých je známa alergická reakcia na niektorý z materiálov výrobku.				
Nežiadúce účinky:	Pokiaľ sa súprava používa v súlade s pokynmi uvedenými v oddiele Upozornenia a Použitie, nie sú nežiaduce reakcie známe.				
Upozornenie:	Použitie do tlaku max. 2 bary. Nepoužívať, pokiaľ je sterilný obal otvorený alebo poškodený, alebo ak sú ochranné kryty spadnuté. Nepoužívať po dátume expirácie. Opakované použitie, opakovaná sterilizácia alebo nedodržanie skladovacích podmienok predstavuje pre pacienta alebo používateľa potenciálne riziko. Môže dôjsť ku kontaminácii alebo narušeniu funkčnosti, čo môže zapríčiniť zranenie, ochorenie, prípadne smrť pacienta.				
Skladovanie a preprava:	Výrobky musia byť skladované v suchom, vetranom, bezprašnom, tmavom prostredí bez priameho slnečného žiarenia tak, aby nedošlo k ich poškodeniu a deformácii. Výrobky musia byť skladované v obale, v ktorom sú dodávané výrobcem. Skladovacia teplota musí byť +5 °C až +25 °C a relatívna vlhkosť vzduchu max. do 75 %. S výrobkami nesmú byť skladované organické rozpúšťadlá a chemikálie. Pokiaľ je balenie vystavené podmienkam prostredia mimo špecifikovaných podmienok, kontaktujte výrobcu, ktorý rozhodne o ďalšom postupe. Výrobky sa prepravujú v čistých, suchých a krytých dopravných prostriedkoch pri teplote od -15°C do +60°C a relatívnej vlhkosti vzduchu max. 75% tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Spolu s nimi nesmú byť prepravované žiadne chemikálie. Maximálna doba prepravy ZP pri teplotách +50 °C až +60 °C nesmie presiahnuť 4 dni!				

Určený účel použitia

Jednorázová zdravotnícka pomůcka určená na predĺženie alebo preporenie jednej alebo dvoch infúzných alebo transfúzných súprav s intravenóznou ihlou.

Návod k použitiu

- GAMAPLUS za aseptických podmienok vybrať z obalu.
- Odstrániť ochranné kryty.
- Negatívny kužel pripojiť na pozitívny kužel súpravy a hadičku naplniť kvapalinou.
- Pozitívny kužel napojiť na intravenóznou ihlu alebo katéter.

Postup pre bezpečnú likvidáciu ZP po použití:

ZP uložiť do modrého PE vreca určeného pre nebezpečný - infekčný odpad. Označený vrec (kódou odpadu, miestom vzniku, dátumom a podpisom zodpovednej osoby) po naplnení pevne uzavrieť a bezpečne transportovať do spaľovne = dekontaminačné zariadenie. Odstránenie nebezpečné vlastnosti infekčnosti sa rozumie prevedenie riadnej dekontaminácia. Triedenie odpadov sa vykonáva podľa prevádzkového poriadku zdravotníckeho zariadenia.

POZNÁMKA PRE POUŽÍVATEĽOV: Akákoľvek závažný nežiaduci účinok, ku ktorému došlo v súvislosti s dotknutým prostriedkom, by mala byť hlásená výrobcovia a príslušnému miestnemu orgánu.

Značky použité na obale

	Katalogové číslo		Chránit před vlhkem		Číslo šarže		Výrobca
	Použit do dátumu		Obmedzenie teploty		Čítajte návod na použitie		Sterilizované ethylenoxidom a systémom jednoduché sterilnej bariéry
	Apyrogenní		Chránit pred slnečným žiarením		Neobsahuje latex		Neobsahuje ftalát DEHP
	Neresterilizovat		Nepoužívat opětovně		Nepoužívat, ak je balenie poškodené		Tlak
	Objem hadičky		Zdravotnícka pomůcka		Dátum a krajina výroby		Jedinečný identifikátor prostriedku

EN **GAMAPLUS M**

Catalogue No.: V606301-M V606301-01M V606303-M V606304-M V606304-01M	Medical device variants: GAMAPLUS 1,8 x 450 LL M GAMAPLUS 1,8 x 450 LLK M GAMAPLUS 1,8 x 1500 LL M GAMAPLUS 1,8 x 1800 LL M GAMAPLUS 1,8 x 1800 LLK M	Catalogue No.: V606306-M V606307-M V606321-M V606342-M	Medical device variants: GAMAPLUS 1,8 x 450 UNIV M GAMAPLUS 1,8 x 1800 UNIV M GAMAPLUS 3,0 x 150 LL M GAMAPLUS 3,0 x 300 L ML	Catalogue No.: V606347-M V606349-M V606371-M	Medical device variants: GAMAPLUS 3,0 x 2500 LL M GAMAPLUS 3,0 x 3500 LL M GAMAPLUS 3,0 x 150 YLL M
Functionality: the manufacturer declares the functionality of the device when used in accordance with the instructions for use					
Duration of use: „Short term“. If blood, blood derivatives, fat emulsions are administered or if the line had to be disconnected, continuous use is for a maximum of 24 hours, in case of administration of the same type of drug, use is for a maximum of 72 hours, in a closed system terminated with a needle-free inlet the interval can be extended up to 7 days. Immediate replacement is necessary in case of contamination of the line and in case of incompatibility. Replacement according to national guidelines and/or procedures of the healthcare facility. Depends on the intended treatment according to the summary of product characteristics of the drug/solution. sterile, ethylene oxide sterilization					
Design: Patients undergoing intravenous or intra-arterial infusion (transfusion) therapy where an extension or flexible connection between the infusion (transfusion) system and the intravenous/intra-arterial catheter is required.					
Target patient: Doctors, anesthesiologists, nurses and other healthcare workers in healthcare facilities who perform intravenous or intra-arterial infusion (transfusion) therapy.					
Designated user: PVC, PE					
Materials used: With medical devices equipped with standard Luer connectors in conformity with standards ČSN EN ISO 80369-7. GAMAPLUS is designed to transfer liquid or i.v. administration or transfer of blood. (In)compatibility of the drugs with the materials used, check in the summary about products (SPC) see www.sukl.cz or www.olecich.cz					
Compatibility: Do not use on any patient with a known allergic reaction to any of the product components.					
Contraindication: No adverse effects are known if the set is used in accordance with the instructions specified in the Warning and Use sections.					
Adverse effects: Use up to a pressure of max. 2 bar. Do not use if the sterile packing is opened or damaged, or when the protective covers dropped off. Do not use after the expiry date.					
Warning: Reuse, re-sterilization, or non-observance of storage conditions creates a potential risk to the patient or user. It may lead to contamination and/or impairment of functional capability, may lead to injury, illness or death of the patient.					
Storage and transport: The products should be stored in dry, ventilated, dust-free and dark rooms without direct sunlight to avoid their damage and deformation. Products must be stored in the packaging as delivered by the producer. Products must be stored at temperatures from +5°C to +25°C and the relative air humidity is max. 75%. Organic solvents and chemicals must not be stored with the products. If the package is exposed to conditions outside the specified conditions, contact the manufacturer who will decide on the next course of action. The products are transported in clean, dry and covered means of transport at a temperature from -15°C to +60°C and a relative humidity of max. 75% so that they are not damaged. No chemicals may be transported with them. The maximum transport time of MD at temperatures of +50°C to +60°C must not exceed 4 days!					

Intended use

A single use medical device designed to extend or connect one or two infusion or transfusion sets to an intravenous needle..

Instruction for use

1. Take GAMAPLUS out of the packing under aseptic conditions.
2. Remove the covers.
3. Attach the negative (female) cone to the positive (male) cone of the set and fill the hose with liquid.
4. Connect the positive cone to the intravenous needle or a catheter.

Procedure for safe disposal of medical devices after use:

Put the medical device in a blue PE bag intended for hazardous - infectious waste. After filling, seal the labeled bag (waste code, place of origin, date and signature of the responsible person) and transport it safely to the incinerator = decontamination device. Removal of the dangerous property of infectivity means proper decontamination. Waste sorting is carried out according to the operating rules of the medical facility.

NOTE TO USERS: Any serious adverse event occurring in relation to the device in question should be reported to the manufacturer and the competent local authority.

Used symbols on packaging

REF	Catalogue Number	Rain	Keep away from Rain	LOT	Batch Number	Manufacturer	Manufacturer
Hourglass	Use by / Expiry date	Thermometer	Temperature Limitation	Book	Read instructions for use	STERILE EO	Sterilised by Ethylene Oxide and single sterile barrier system
Pyrogen	Pyrogen free	Sun	Keep away from sunlight	Latex	Latex free product	DEHP	Does not contain DEHP phthalate
Sterilize	Do not Resterilize	Single use	For single use only	Damaged	Do not use if unit package is damaged	Pressure	Pressure
VOL	Volume of tubing	MD	Medical Device	Date	Date and Country of Manufacture	UDI	Unique Device Identifier

DE **GAMAPLUS M**

Katalognummer: V606301-M V606301-01M V606303-M V606304-M V606304-01M	Varianten von Medizinprodukten: GAMAPLUS 1,8 x 450 LL M GAMAPLUS 1,8 x 450 LLK M GAMAPLUS 1,8 x 1500 LL M GAMAPLUS 1,8 x 1800 LL M GAMAPLUS 1,8 x 1800 LLK M	Katalognummer: V606306-M V606307-M V606321-M V606342-M	Varianten von Medizinprodukten: GAMAPLUS 1,8 x 450 UNIV M GAMAPLUS 1,8 x 1800 UNIV M GAMAPLUS 3,0 x 150 LL M GAMAPLUS 3,0 x 300 LL M	Katalognummer: V606347-M V606349-M V606371-MD	Varianten von Medizinprodukten: GAMAPLUS 3,0 x 2500 LL M GAMAPLUS 3,0 x 3500 LL M GAMAPLUS 3,0 x 150 YLL M
Funktionalität: Der Hersteller erklärt die Funktionalität des Produkts bei bestimmungsgemäßer Verwendung					
Dauer der Nutzung: „Kurzzeitig“. Bei Verabreichung von Blut, Blutderivaten, Fettemulsionen oder wenn der Zugang unterbrochen werden musste, beträgt die kontinuierliche Anwendung maximal 24 Stunden, bei Verabreichung gleichartiger Arzneimittel maximal 72 Stunden, Bei einem geschlossenen System mit nadelfreiem Einlass kann das Intervall auf bis zu 7 Tage verlängert werden. Bei Verschmutzung der Leitung oder Unverträglichkeit ist ein sofortiger Austausch notwendig. Austausch gemäß nationalen Richtlinien und/oder Verfahren der Gesundheitseinrichtung. Hängt von der beabsichtigten Behandlung gemäß der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels/der Lösung ab.					
Ausführung: steril, mit Ethylenoxid sterilisiert					
Zielpatient: Patienten, die sich einer intravenösen oder intraarteriellen Infusionstherapie (Transfusion) unterziehen, bei der eine Verlängerung oder flexible Verbindung zwischen dem Infusionssystem (Transfusionssystem) und dem intravenösen/intraarteriellen Katheter erforderlich ist.					
Zielanwender: Ärzte, Anästhesisten, Krankenschwestern und andere medizinische Fachkräfte in Gesundheitseinrichtungen, die eine intravenöse oder intraarterielle Infusionstherapie (Transfusion) durchführen.					
Verwendete Werkstoffe: PVC, PE					
Kompatibilität: Mit Sanitätsmitteln, die über standardmäßige Luer Verbindungsstecker verfügen, die der Norm ČSN EN ISO 80369-7 entsprechen. Gamaplus wurde entwickelt, um flüssige Medikamente oder Lösungen für die intravenöse Verabreichung oder Blutübertragung zu liefern. (In)Drogenverträglichkeit mit den verwendeten Materialien, überprüfen Sie die SPC, siehe www.sukl.cz oder www.olecich.cz					
Kontraindikationen: Nicht bei Patienten zu verwenden, bei denen Allergien gegen einen der Produktbestandteile bekannt ist.					
Unerwünschte Wirkungen: Wenn Gerät in Übereinstimmung mit den Anweisungen im Abschnitt Hinweis and Anwendungsanleitung verwendet wird, sind keine unerwünschten Reaktionen bekannt.					
Hinweis: Einsatz bis zu einem Druck von max. 2 Balken. Nicht verwenden, wenn die sterile Verpackung offen oder beschädigt ist, oder wenn die Schutzkappen abgefallen sind. Verwenden Sie nicht nach Verfallsdatum nicht verwendet werden. Wiederverwendung, Resterilisation oder Nichtbeachtung der Lagerbedingungen stellen ein potenzielles Risiko für den Patienten oder Benutzer dar. Sie kann eine Kontamination und/oder Beeinträchtigung der Funktionalität zur Folge haben können zu Verletzung, Erkrankung oder Tod des Patienten führen.					
Lagerung und Transport: Die Produkte sollen in trockenen, gut belüfteten, staubfreien und dunklen Räumen ohne direkte Sonneneinstrahlung gelagert werden, um ihre Schäden und Verformungen zu vermeiden. Die Produkte müssen in der vom Hersteller mitgelieferten Verpackung gelagert werden. Die Lagerungstemperatur muss im Bereich +5°C bis +25°C liegen und die relative Luftfeuchtigkeit muss max. bis 75% sein. Organische Lösungsmittel und Chemikalien dürfen nicht zusammen mit den Produkten gelagert werden. Wenn das Paket Umgebungsbedingungen außerhalb der angegebenen Bedingungen ausgesetzt ist, wenden Sie sich an den Hersteller, der über die weitere Vorgehensweise entscheidet. Die Produkte werden in sauberen, trockenen und überdachten Transportmitteln bei einer Temperatur von -15°C bis +60°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von max. 75% transportiert, damit sie nicht beschädigt werden. Mit ihnen dürfen keine Chemikalien transportiert werden. Die maximale Transportzeit von MP bei Temperaturen von +50°C bis +60°C darf 4 Tage nicht überschreiten!					

Anwendungszweck

Ein medizinisches Einweggerät, das dazu dient, ein oder zwei Infusions- oder Transfusionssets mit einer intravenösen Nadel zu verbinden oder zu verlängern.

Anwendungsanleitung

1. GAMAPLUS aus der Verpackung herausnehmen unter aseptischen Bedingungen.
2. Schutzkappen abnehmen.
3. Den Negativkegel das Pluskegel setzt ein Rohr mit Flüssigkeit gefüllt.
4. Positive Kegel auf eine intravenöse Nadel oder Katheter verbunden.

Verfahren zur sicheren Entsorgung von Medizinprodukten nach Gebrauch:

Legen Sie das Medizinprodukt in einen blauen PE-Beutel für gefährliche - infektiöse Abfälle. Verschließen Sie den etikettierten Beutel (Abfallcode, Herkunftsort, Datum und Unterschrift der verantwortlichen Person) nach dem Befüllen und transportieren Sie ihn sicher zur Verbrennungsanlage = Dekontaminationsvorrichtung. Die Entfernung der gefährlichen Eigenschaft der Infektiosität bedeutet eine ordnungsgemäße Dekontamination. Die Abfallsortierung erfolgt nach den Betriebsregeln der medizinischen Einrichtung.

HINWEIS FÜR BENUTZER: Jedes schwerwiegende unerwünschte Ereignis in Bezug auf das betreffende Gerät ist dem Hersteller und der zuständigen örtlichen Behörde zu melden.

Symbole auf der Verpackung

REF	Produkt-Referenznummer	Rain	Vor Regen schützen	LOT	Chargennummer	Manufacturer	Hergestellt in
Hourglass	Verbrauchenbis/Datum des Verbrauchs	Thermometer	Temperaturbegrenzung	Book	Siehe Gebrauchsanweisung	STERILE EO	Mit Ethylenoxid sterilisiert und einem einfachen Sterilbarriersystem
Pyrogen	Ohne Pyrogen	Sun	Vor Sonnenlicht schützen	Latex	Ohne latex	DEHP	Ohne Phthalat DEHP
Sterilize	Nicht wieder sterilisieren	Single use	Zur einmaligen Verwendung	Damaged	Verwenden Sie das Gerät nicht, falls das Einheitspaket beschädigt ist.	Pressure	Druck
VOL	Schlauchvolumen	MD	Medizinprodukten	Date	Herstellungsdatum und Herstellungsland	UDI	eindeutige Ressourcenkennung