



HDF on-line set



Katalogové č.:	V686435-ND
Typ výrobku:	zdravotník prostředek
Provedení:	sterilní, sterilizace ethylenoxidem
Cieľový pacient:	populácia pediatrických alebo dospelých pacientov
Určený užívateľ:	zdravotnícky personál s odpovedajúcim vzdelením, znalostmi a praktickými skúsenosťami zameranými na zdravotnícke pomôcky.
Použité materiály:	PVC, PE, PP, PC, acrylic, silikonová prýž
Kompatibilita:	S dialyzáčnym monitorem DIALOG PLUS. S dialyzáčnimi sety, ktoré jsou ve shodě s normou ČSN EN ISO 8637-2. HDF on-line set není určen k podávání liečiv.
Kontraindikácie:	Nepoužívajte u pacientov, u nichž je známa alergická reakcia na niektorý z materiálov výrobku.
Nežádoucí účinky:	V prípade nesprávnej manipulácie hrozí nebezpečné výzrazené výskytu bakterií alebo množstva pyrogénu v setu a tím hrozí nežiadoucí reakce pacienta. V takovom prípade je nutno okamžite zastaviť prívod krvi a poskytnut odpovedajúci lekárskou péči.
Upozornenie:	Pred použitím tohto produktu si pozorne prečítajte návod k použití a obsluze dialyzáčného monitoru. Pred začatím i během léčby se ujistěte, že všechny spoje jsou těsné a souprava je správně založena do dialyzáčního monitoru. Nepoužívajte, pokud je sterilní obal otevřen nebo poškozen, nebo jsou-li ochranné kryty spadlé. Nepoužívajte po uplynutí doby použitelnosti. Opakovane použití nebo opakovana sterilizace predstavuje pro pacienta nebo uživatele potenciálni riziko. Může vést ke kontaminaci nebo zhoršení funkčnosti, což může zapříčinit zranění, nemoc, případně smrt pacienta.
Skladování:	Výrobky musí byt skladovány v suchém, větraném, bezprašném, temném prostředí bez přímého slunečního záření tak, aby nedošlo k jejich poškození a deformaci. Výrobky musí byt skladovány v obalu, ve kterém jsou dodávány výrobcem. Skladovací teplota musí byt +5°C až +25°C a relativní vlhkost vzduchu max. do 75%.

Určený účel k použití

Jednorázový zdravotník prostředek určený pro podávání substitučního roztoku při on-line hemodiafiltraci, který je připravován v přístroji během prováděné procedury na dialyzáčních monitorech Dialog Plus firmy B-Braun.


Návod k použití

HDF on-line set zakládejte na přístroj při jeho přípravě až po nasazení krevních setů, vždy ale před spuštěním automatického testu přístroje.

- Za aseptických podmínek, vyjměte set z obalu.
- Otevřete kryt substituční (venózní) pumpu, založte do ní pumpový segment a kryt uzavřete.
- Ujistěte se, že set je v pumpě založen ve správném směru (pumpa se při provozu točí ve směru hodinových ručiček).
- Otevřete výstup substitučního portu (pravý, bílý) a připojte na něj vstupní část HDF on-line setu.
- Výstupní část HDF on-line setu zapojte při postdiluční HDF na venózní váček krevního setu, při postdiluční HDF na konektor arteriálního krevního setu před dialyzátorem.
- Pacientský konec arteriálního krevního setu napojte na Luer-lock konektor HDF on-line setu mezi substitučním portem přístroje a substituční pumpou.
- Pacientský konec venózního krevního setu napojte na levý (modrý) substituční port přístroje.

Při celé výše popsané manipulaci dbejte, aby nedošlo ke kontaminaci konektorů žádného ze setů ani substitučních portů přístroje.

Při spuštění propachu celého mimotělního obvodu, následném napojení pacienta, spuštění i ukončení HDF se řídte návodom k obsluze přístroje.



POSTUP PRO BEZPEČNOU LIKVIDACIU ZP PO POUŽITÍ:

ZP uložiť do modrého PE plechu určeného pre nebezpečný – infekčný odpad. Označený plech (kódom odpadu, miestom vzniku, dátumom a podpisom zodpovednej osoby) po naplnení pevně uzavrieť a bezpečne transportovať do spalovny = dekontaminačni zařízení. Odstránení nebezpečnej vlastnosti infekčnosti se rozumí provedení riadnej dekontaminacie. Třídenie odpadu se provádí dle provozného řádu zdravotnického zařízení.

POZNÁMKA PRO UŽIVATEĽA: Akákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s dotčeným prostředkem, by měla byt hlášena výrobci a příslušnému místnímu orgánu.

Značky použité na obalu

REF	Katalogové číslo	CHRÁNIŤ PRED VLHKEM	LOT	Číslo šarže	Výrobce
	Použiť do data			Čtěte návod k použití	STERILE EO Sterilizováno ethylenoxidem
	Apyrogení			Neobsahuje latex	Neobsahuje ftalát DEHP
	Neresterilizovat			Nepoužívať opäťovne	Zdravotník prostředek
	Datum výroby				

Návod je k dispozici také v elektronické podobě na stránkách www.gama.cz. Bezplatné poskytnutí dalších kopií je možné na vyžádání prostredníctvom e-mailu: prodej@gama.cz.

GAMA GROUP a.s., závod Jimramov – 592 42 Jimramov
Sídlo spoločnosti GAMA GROUP a.s., Mánesova 11/3b, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, Česká republika, IČ: 45797463, www.gama.cz



HDF on-line set

Katalogové č.:	V686435-ND
Typ výrobku:	zdravotník pomôcka
Provedenie:	sterilné, sterilizácia etylénoxidom
Cieľový pacient:	populácia pediatrických alebo dospelých pacientov
Určený používateľ:	zdravotnícky personál s príslušným vzdelením, znalostami a praktickými skúsenosťami zameranými na zdravotnícke pomôcky.
Použité materiály:	PVC, PE, PP, PC, acrylic, silikonová guma
Kompatibilita:	S dialyzáčnym monitorem DIALOG PLUS. S dialyzáčnimi setmi, ktoré sú v zhode s normou ČSN EN ISO 8637-2. HDF on-line set nie je určen k podávaniu liečiv.
Kontraindikácie:	Nepoužívajte u pacientov, u ktorých je známa alergická reakcia na niektorý z materiálov výrobku.
Nežádoucí účinky:	V prípade nesprávnej manipulácie hrozí nebezpečné výzrazené výskytu bakterií alebo množstva pyrogénu v súprave a tím hrozí nežiadoucí reakcie pacienta. V takomto prípade je nutné okamžite zastaviť prívod krvi a poskytnut odpovedajúci lekárskou péči.
Upozornenie:	Pred použitím tohto produktu si pozorne prečítajte návod k použití a obsluze dialyzáčného monitoru. Pred začatím i během léčby se ujistěte, že všechny spoje jsou těsné a souprava je správně založena do dialyzáčního monitoru. Nepoužívajte, pokud je sterilní obal otevřen nebo poškozen, nebo jsou-li ochranné kryty spadlé. Nepoužívajte po uplynutí doby použitelnosti. Opakovane použití nebo opakovana sterilizacia predstavuje pre pacienta nebo uživatele potenciálne riziko. Môže véť ke kontaminácii alebo zhoršeniu funkčnosti, což môže zapríčiť zranenie, ochorenie, prípadne smrť pacienta.
Skladovanie:	Výrobky musia byt skladované v suchom, vetracom, bezprašnom, temnom prostredí bez priameho slnečného žiarenia tak, aby nedošlo k ich poškodeniu a deformácii. Výrobky musia byt skladované v obale, v ktorom sú dodávané výrobcom. Skladovacia teplota musí byt +5°C až +25°C a relativná vlhkosť vzduchu max. do 75 %.


Určený účel použitia

Jednorázový zdravotník prostriedok určený na podávanie substitučného roztoku pri on-line hemodiafiltrácii, ktorý je pripravovaný v prístroji počas vykonávanej procedúry na dialyzáčních monitorech Dialog Plus firmy B-Braun.

Návod k použití

HDF on-line set zakládajte na prístroj pri jeho príprave až po nasadení krvných súprav, vždy ale pred spuštiením automatického testu prístroja.

- Za aseptických podmienok, vyberte set z obalu.
- Otvorte kryt substitučnej (venóznej) pumpu, založte do nej pumpový segment a kryt uzavřete.
- Ujistite sa, že set je v pumpe založený v správnom smere (pumpa sa pri prevádzke točí ve smere hodinových ručičiek).
- Otvorte výstup substitučného portu (pravý, biely) a připojte naňho vstupnú časť HDF on-line setu.
- Výstupnú časť HDF on-line setu zapojte pri postdilučnej HDF na venózný váček krvnej súpravy, pri prelidičnej HDF na konektor arteriálnej krvnej súpravy pred dialyzátorm.
- Pacientský konec arteriálnej krvnej súpravy napojte na Luer-lock konektor HDF on-line setu medzi substitučným portom prístroja a substitučnou pumpou.
- Pacientský konec venóznej krvnej súpravy napojte na levý (modrý) substitučný port prístroja.



POZNÁMKA PRE POUŽIVATEĽOV: Akákolvek závažná nežádoucí účinok, ku ktorému došlo v súvislosti s dotknutým prostriedkom, by mala byt hlásená výrobcovi a príslušnému mestnému orgánu.

Značky použité na obale

REF	Katalogové číslo	CHRÁNIŤ PRED VLHKEM	LOT	Číslo šarže	Výrobca
	Použiť do dátumu			Čítajte návod na použitie	STERILE EO Sterilizováno ethylenoxidem
	Apyrogení			Neobsahuje latex	Neobsahuje ftalát DEHP
	Neresterilizovat			Nepoužívať opäťovne	Zdravotník prostředek
	Dátum výroby				

Návod je k dispozici aj v elektronickej podobe na stránkach www.gama.cz. Bezplatné poskytnutie ďalších kopií je možné na vyžiadanie prostredníctvom e-mailu: prodej@gama.cz.

EN

HDF on-line set

CE 1014

Catalogue No.:	V686435-ND
Product type:	medical device
Design:	sterile, ethylene oxide sterilization
Target patient:	population of pediatric or adult patients
Designated user:	medical personnel with appropriate education, knowledge and practical experience in medical devices.
Materials used:	PVC, PE, PP, PC, acrylic, silicone rubber
Compatibility:	With dialysis monitor DIALOG PLUS. With dialysis sets in conformity with standard ČSN EN ISO 8637-2. HDF on-line set is not intended for drug delivery.
Contraindication:	Do not use on any patient with a known allergic reaction to any of the product components.
Adverse effects:	In case of improper handling there is danger of a significant increase in occurrence of bacteria or quantity of pyrogen in the set. This results in threat of adverse reactions in the patient body. In this case, it is necessary to immediately stop the inlet blood flow and provide adequate medical care.
Warning:	Before using this product, you should carefully read the instructions for use and operation of the dialysis monitor. Both before and during treatment, you should make sure that all connections are tight and the set is properly established by the dialysis monitor.
Do not use if the sterile packing is opened or damaged, or when the protective covers dropped off. Do not use after the expiry date.	
Repeated use or repeated sterilization creates a potential risk of patient or user. It may lead to contamination and/or impairment of functional capability, may lead to injury, illness or death of the patient.	
Storage:	The products should be stored in dry, ventilated, dust-free and dark rooms without direct sunlight to avoid their damage and deformation. Products must be stored at temperatures from +5°C to +25°C and the relative air humidity is max. 75%.


Intended use

Disposable medical device intended for application of substitution solution for the process of on-line hemo-diafiltration which is to be prepared in the appliance during the procedure performed on dialysis monitors of Dialog Plus made by B-Braun.

Instruction for use

You should establish the HDF on-line set on the appliance during its preparation only after installing the blood sets, but always before starting the automatic test of the appliance.

- Under aseptic conditions, remove the set from the packing.
 - Open the cover of the substitution (venous) pump. Insert the pump segment into the pump and then close the cover.
 - Make sure that the set is established in the pump in the right direction (the pump should rotate in the clockwise direction during operation).
 - Open the output of the substitution port (right, white) and connect it to the input part of the HDF on-line set.
 - Then you should connect the output part of the HDF on-line set to the venous bag of the blood set while in the process of post dilution HDF.
 - While the pre-dilution HDF is in progress, you should connect it to the connector of the arterial blood set before the dialyzer.
 - Then you should connect the patient's end of the arterial blood set to the Luer-lock connector of this HDF on-line set between the substitution port of the appliance and the substitution pump.
 - Patient's end of the venous blood set should be connected to the left (blue) substitution port of the appliance.
- During all the time of the above-described manipulation, you should take care not to contaminate any connector of the sets or substitution ports of the appliance. To start flushing the entire extra-corporeal circuit and subsequent connection of the patient, including start and end of the HDF, you should comply with the instructions for operating the appliance.



PROCEDURE FOR SAFE DISPOSAL OF MEDICAL DEVICES AFTER USE:

Put the medical device in a blue PE bag intended for hazardous - infectious waste. After filling, seal the labeled bag (waste code, place of origin, date and signature of the responsible person) and transport it safely to the incinerator = decontamination device. Removal of the dangerous property of infectivity means proper decontamination. Waste sorting is carried out according to the operating rules of the medical facility.

NOTE TO USERS: Any serious adverse event occurring in relation to the device in question should be reported to the manufacturer and the competent local authority.

Used symbols on packaging

REF	Catalogue Number	Keep away from Rain	LOT	Batch Number	Manufacturer
	Use by / Expiry date			Read instructions for use	STERILE EO Sterilised by Ethylene Oxide
	Pyrogen free			Latex free product	Does not contain DEHP phthalate
	Do not Resterilize			Do not use if unit package is damaged	MD Medical Device
	Date of Manufacture				

The instruction for use is also available in electronic form at www.gama.cz. Free copies of other copies are available on request via e-mail: sales@gama.cz.

GAMA GROUP a.s., Betrieb Jimramov – 592 42 Jimramov
 Sitz der Gesellschaft GAMA GROUP a.s., Mánesova 11/3b, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, Tschechische Republik, Id.Nr.: 45797463, www.gama.cz

DE

HDF Online Set

Katalognummer:	V686435-ND
Produktyp:	Medizinprodukte
Ausführung:	steril, mit Ethylenoxid sterilisiert
Zielpatient:	Population von pädiatrischen oder erwachsenen Patienten
Zielanwender:	medizinisches Personal mit angemessener Ausbildung, Kenntnissen und praktischer Erfahrung mit Medizinprodukten.
Verwendete Werkstoffe:	PVC, PE, PP, PC, acrylic, Silikonkautschuk
Kompatibilität:	Mit Dialyse-Monitor DIALOG PLUS. Mit Dialyse-Sets, die der Norm ČSN EN ISO 8637-2 entsprechen. HDF Online Set ist nicht für die Medikamentenabgabe vorgesehen.
Kontraindikationen:	Nicht bei Patienten zu verwenden, bei denen Allergien gegen einen der Produktbestandteile bekannt ist.
Unerwünschte Wirkungen:	Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht die Gefahr, dass Bakterien in deutlich erhöhtem Ausmaß vorhanden sein können oder dass die Pyrogen-Menge im Set ansteigt, und dadurch ein Risiko von unerwünschten Nebenwirkungen für den Patienten entsteht. Falls dies vorkommt, ist der Blutzufuss umgehend zu stoppen und entsprechende medizinische Behandlung zu leisten.
Hinweis:	Lesen Sie die Gebrauchs- und Bedienungsanleitung für den Dialyse-Monitor aufmerksam durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Stellen Sie vor und während der Behandlung sicher, dass alle Verbindungen dicht sind und die Garnitur korrekt in den Dialyse-Monitor eingelegt ist. Nicht verwenden, wenn die sterile Verpackung offen oder beschädigt ist, oder wenn die Schutzkappen abgefallen sind.. Verwenden Sie nicht nach Verfallsdatum nicht verwendet werden. Die wiederverwendung oder wiederholte Sterilisation stellt ein potenzielles Risiko für den Patienten oder den Anwender dar. Sie kann eine Kontamination und/oder Beeinträchtigung der Funktionalität zur Folge haben können zu Verletzung, Erkrankung oder Tod des Patienten führen.
Lagerung:	Die Produkte sollen in trockenen, gut belüfteten, staubfreien und dunklen Räumen ohne direkte Sonneneinstrahlung gelagert werden, um ihre Schäden und Verformungen zu vermeiden. Die Produkte müssen in der vom Hersteller mitgelieferten Verpackung gelagert werden. Die Lagerungstemperatur muss im Bereich +5°C bis +25°C liegen und die relative Luftfeuchtigkeit muss max. bei 75% sein.

Anwendungszweck


Medizinisches Einweg-Mittel, das für Zuführung einer Substitutionslösung bei Online-Hämodiafiltration vorgesehen ist, die während des an den Dialyse-Monitoren Dialog Plus von der Firma B-Braun durchgeföhrten Verfahrens im Gerät vorbereitet wird.

Anwendungsanleitung

Bei der Vorbereitung legen Sie die Garnitur HDF Online Set an das Gerät erst dann auf, wenn die Blut-Sets aufgesetzt sind, jedoch immer bevor der automatische Gerätetest startet.

- Unter aseptischen Bedingungen nehmen Sie den Set aus der Verpackung heraus.
- Öffnen Sie die Abdeckung der Substitutionspumpe (venös), legen Sie das Pumpensegment ein und schließen Sie die Abdeckung.
- Stellen Sie sicher, dass die Garnitur in der Pumpe in korrekter Richtung eingelegt ist (die Pumpe dreht sich beim Betrieb im Uhrzeigersinn).
- Öffnen Sie den Ausgang vom Substitutionsport (rechts, weiß) und schließen Sie den Eingangsteil von HDF Online Set daran an.
- Bei Postdilution-HDF schließen Sie den Ausgangsteil von HDF Online Set an den Venenbeutel vom Blut-Set an, bei Predilution-HDF schließen Sie ihn an den Stecker vom Arterien-Blut-Set vor dem Dialysegerät an.
- Schließen Sie das Patient-Ende vom Arterien-Blut-Set an den Luer-Lock-Stecker von HDF Online Set zwischen dem Substitutionsport des Gerätes und der Substitutionspumpe an.
- Schließen Sie das Patient-Ende vom Venen-Blut-Set an das linke (blaue) Substitutionsport des Gerätes an.

Während der gesamten oben beschriebenen Handhabung achten Sie darauf, dass keine Stecker von allen Sets sowie Substitutionsporten am Gerät kontaminiert werden. Um die Spülung des sämtlichen extrakorporalen Kreislaufs zu starten, folglich den Patienten anzuschließen, HDF zu starten und zu beenden, folgen Sie der Bedienungsanleitung für das Gerät.



VERFAHREN ZUR SICHEREN ENTSORGUNG VON MEDIZINPRODUKTEN NACH GEBRAUCH:

Legen Sie das Medizinprodukt in einen blauen PE-Beutel für gefährliche - infektiöse Abfälle. Verschließen Sie den etikettierten Beutel (Abfallcode, Herkunftscode, Datum und Unterschrift der verantwortlichen Person) nach dem Befüllen und transportieren Sie ihn sicher zur Verbrennungsanlage = Dekontaminationsvorrichtung. Die Entfernung der gefährlichen Eigenschaft der Infektiosität bedeutet eine ordnungsgemäßige Dekontamination. Die Abfallsortierung erfolgt nach den Betriebsregeln der medizinischen Einrichtung.

HINWEIS FÜR BENUTZER: Jedes schwerwiegende unerwünschte Ereignis in Bezug auf das betreffende Gerät ist dem Hersteller und der zuständigen örtlichen Behörde zu melden.

Symbole auf der Verpackung

REF	Produkt-Referenznummer	Vor Regen schützen	LOT	Chargennummer	Hergestellt in
	Verbrauchenbis/Datum des Verbrauchs			Siehe Gebrauchsanweisung	STERILE EO Mit Ethylenoxid sterilisiert
	Ohne Pyrogen			Ohne latex	Ohne Phthalat DEHP
	Nicht wieder sterilisieren			Verwenden Sie das Gerät nicht, falls das Einheitspaket beschädigt ist.	MD Medizinprodukte
	Herstellungsdatum				

Das Gebrauchsanweisung ist auch in elektronischer Form unter www.gama.cz verfügbar. Kostenlose Exemplare anderer Exemplare sind auf Anfrage per E-Mail erhältlich: sales@gama.cz.