

**Infúzní souprava IS-127 P® / Infúzní souprava IS-127 P® 180 cm****Katalogové č.:**

V606127-ND

V606128-ND

**Typ výrobku:**

zdravotnický prostředek

**Provedení:**

sterilní, sterilizace ethylenoxidem

**Cieľový pacient:**

populácia pediatrických alebo dospelých pacientov

**Určený užívateľ:**

zdravotnícky personál s odpovedajúcim vzdelením, znalosťami a praktickými skúsenosťami zameranými na zdravotnícke prostriedky.

**Použitie materiály:**

ABS, PE, PVC, PS, PP

**Kompatibilita:**Se zdravotníckymi prostriedkami, ktoré majú standardné Luer konektory, ktoré sú v zhode s normou ČSN EN ISO 80369-7. S infúznym vakom z plastu, plastovou alebo sklenenou fľašou. S infúznymi liečivami, ktoré nemajú zvláštnu požiadavku na filtrace. (In)kompatibilitu liečiv s použitými materiálmi preverte v súhrnom údaji o prípravku (SPC) viz. [www.sukl.cz](http://www.sukl.cz) alebo [www.olecich.cz](http://www.olecich.cz)**Inkompatibilita:**

S infúznimi liečivami, ktoré sú inkompabilní s PVC (cytostatika) a s infúznimi liečivami citlivými na svetlo.

**Kontraindikácia:**

Nepoužívajte u pacientov, u ktorých je známa alergická reakcia na niektorý z materiálov výrobku.

**Nežádoucí účinky:**

Pokud je set používán v souladu s pokynami uvedenými v oddíle Upozornení a Použití, nejsou nežádoucí reakce známy.

**Upozornení:**

Nepoužívajte, pokud je sterilní obal otevřen nebo poškozen, nebo jsou-li ochranné kryty spadlé. Nepoužívajte po uplynutí doby použitelnosti. Infúzní láhev spoje s infúzní soupravou až těsně před podáním. Během výkonu kontrolejte stav pacienta a funkčnost soupravy. Opakováné použití nebo opakování sterilizace představuje pro pacienta nebo uživatele potenciální riziko. Může vést ke kontaminaci nebo zhoršení funkčnosti, což může zapříčinit zranění, nemoc, případně smrt pacienta.

**Skladování:**

Výrobky musí být skladovány v suchém, větrném, bezprašném, temnném prostředí bez přímého slunečního záření tak, aby nedošlo k jejich poškození a deformaci. Výrobky musí být skladovány v obalu, ve kterém

**Varianty zdravotnického prostředku**

Infúzní souprava IS-127 P

Infúzní souprava IS-127 P 180 cm

zdravotnický prostředek

sterilní, sterilizace ethylenoxidem

populace pediatrických alebo dospelých pacientov

zdravotnícky personál s odpovedajúcim vzdelením, znalosťami a praktickými skúsenosťami zameranými na zdravotnícke prostriedky.

ABS, PE, PVC, PS, PP

Se zdravotníckymi prostriedkami, ktoré majú standardné Luer konektory, ktoré sú v zhode s normou ČSN EN ISO 80369-7. S infúznym vakom z plastu, plastovou alebo sklenenou fľašou. S infúznimi liečivami, ktoré nemajú zvláštnu požiadavku na filtrace. (In)kompatibilitu liečiv s použitými materiálmi preverte v súhrnom údaji o prípravku (SPC) viz. [www.sukl.cz](http://www.sukl.cz) alebo [www.olecich.cz](http://www.olecich.cz)**Inkompatibilita:**

S infúznimi liečivami, ktoré sú inkompabilní s PVC (cytostatika) a s infúznimi liečivami citlivými na svetlo.

**Kontraindikácia:**

Nepoužívajte u pacientov, u ktorých je známa alergická reakcia na niektorý z materiálov výrobku.

**Nežádoucí účinky:**

Pokud je set používán v souladu s pokynami uvedenými v oddílu Upozornení a Použití, nejsou nežádoucí reakce známy.

**Upozornení:**

Nepoužívajte, pokud je sterilní obal otevřen nebo poškozen, nebo jsou-li ochranné kryty spadlé. Nepoužívajte po uplynutí doby použitelnosti. Infúzní láhev spoje s infúzní soupravou až těsně před podáním. Během výkonu kontrolejte stav pacienta a funkčnost soupravy. Opakováné použití nebo opakování sterilizace představuje pro pacienta nebo uživatele potenciální riziko. Může vést ke kontaminaci nebo zhoršení funkčnosti, což může zapříčinit zranění, nemoc, případně smrt pacienta.

**Skladování:**

Výrobky musí být skladovány v suchém, větrném, bezprašném, temnném prostředí bez přímého slunečního záření tak, aby nedošlo k jejich poškození a deformaci. Výrobky musí být skladovány v obalu, ve kterém

jsou dodávány výrobcem. Skladovací teplota musí být +5°C až +25°C a relativní vlhkost vzduchu max. do 75%.

**Určený účel k použití**

Souprava je určena k terapeutickému podávání infúzních roztokov z láhví (vaků) působením gravitace nebo pomocí dávkovacích infúzních pump:

INFUSOMAT P - výrobce B/Braun

ARGUS A400, A404, A414, 707 - výrobce Argus

VOLUMED μVP5005 výrobce - Arcomed AG

Soupravy používajte pouze ve spojení s predepsaným typem pumpy!

**Návod k použití**

1. Za aseptických podmínek, vyjměte soupravu z obalu.

2. Uzavřete regulační tláčku na hadičce.

3. Sejměte kryt propichovacího hrotu a kryt kužeľe.

4. Propichovací hrot vpichněte kolmo do zátoky lávhe nebo vaku. Lávhe nebo vak zavěste na stojan.

5. Stískněte kapaci komůrky napříše komůrku do 1/3, otevřete regulační tláčku, otevřete zátku zavazdušňovacího otvoru a odstráňte vzduch z hadičky.

Pozn: Je-li souprava použita k převodu roztoku z plastového vaku, ponechte zavazdušňovací otvor uzavřený.

6. Uzavřete regulační tláčku.

7. Nasadte kapkový detektor na kapaci komůrky dle návodu výrobce pump.

8. Otevřete dvírka infúzní pumpy a natažený set založte do infúzní pumpy.

9. Zavřete dvírka infúzní pumpy a otevřete regulační tláčku.

10. Zkontrolujte zda roztok samovolně neprotéká.

11. Připojte set na pacienta, nastavte požadovanou dávkovací rychlosť v ml/h a zapněte infúzní pumpu.

**POZNÁMKA:** Při chodu pumpy musí být regulační tláček zcela otevřen. Po ukončení dávkování je nutno regulační tláček uzavřít dříve, než se souprava vyjmé z přístroje.**POSTUP PRO BEZPEČNOU LIKVIDACIU ZP PO POUŽITÍ:**

ZP uložiť do modrého PE pytle určeného pro nebezpečný - infekční odpad. Označený pytel (kódem odpadu, miestom vzniku, datom a podpisem odpovědné osoby) po naplnení pevně uzavřít a bezpečně transportovat do spaľovny = dekontaminační zařízení. Odstranění nebezpečné vlastnosti infekčnosti se rozumí provedení řádné dekontaminace. Třídění odpadu se provádí dle provozního řádu zdravotnického zařízení.

**POZNÁMKA PRO UŽIVATELE:** Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s dotčeným prostředkem, by měla být hlášena výrobci a příslušnému místnímu orgánu.**Značky použité na obalu**

<b>REF</b>	Katalogové číslo		Chránit před vlhkem	<b>LOT</b>	Číslo šarže		Výrobce
	Použit do data		Omezení teplot		Čtěte návod k použití		Sterilizováno ethylenoxidem
	Apyrogenní		Chránit před slunečním zářením		Neobsahuje latex		Neobsahuje ftalát DEHP
	Neresterilizovat		Nepoužívat opětovně		Nepoužívat, jestliže je balení poškozeno		Tlak
	Počet kapek na mililitr		Velikost póru filtru		Délka hadičky		Objem hadičky
	Zdravotnický prostředek		Datum výroby				

Návod je k dispozici také v elektronické podobě na stránkách [www.gama.cz](http://www.gama.cz). Bezplatné poskytnutí dalších kopií je možné na vyžádání prostřednictvím e-mailu: [prodej@gama.cz](mailto:prodej@gama.cz).**SK Infúzna súprava IS-127 P® / Infúzna súprava IS-127 P® 180 cm****Katalogové č.:**

V606127-ND

V606128-ND

**Typ výrobku:**

zdravotnícka pomôcka

**Provedenie:**

sterilné, sterilizácia etylénoxidom

**Cieľový pacient:**

populácia pediatrických alebo dospelých pacientov

**Určený používateľ:**

zdravotnícky personál s príslušným vzdelením, znalosťami a praktickými skúsenosťami zameranými na zdravotnícke pomôcky.

**Použitie materiály:**

ABS, PE, PVC, PS, PP

**Kompatibilita:**So zdravotníckymi pomôckami, ktoré majú standardné Luer konektory, ktoré sú v zhode s normou ČSN EN ISO 80369-7. S infúznym vakom z plastu, plastovou alebo sklenenou fľašou. S infúznymi liečivami, ktoré nemajú zvláštnu požiadavku na filtrace. (In)kompatibilitu liečiv s použitými materiálmi preverte v súhrnom údaji o lieku (SPC), pozri [www.sukl.cz](http://www.sukl.cz) alebo [www.olecich.cz](http://www.olecich.cz)**Inkompatibilita:**

S infúznymi liečivami, ktoré sú inkompabilní s PVC (cytostatika) a s infúznymi liečivami citlivými na svetlo.

**Kontraindikácia:**

Nepoužívajte u pacientov, u ktorých je známa alergická reakcia na niektorý z materiálov výrobku.

**Nežádoucí účinky:**

Pokiaľ sa súprava používa v súlade s pokynmi uvedenými v oddíle Upozornenia a Použitie, nie sú nežiadoucí reakcie známe.

**Upozornenie:**

Nepoužívajte, pokiaľ je sterilný obal otvorený alebo poškozený, alebo ak sú ochranné kryty spadné. Nepoužívajte po uplynutí doby použitelnosti. Infúznú fľašu spojte s infúznou súpravou až tesne pred podaním. Počas výkonu kontrolujte stav pacienta a funkčnosť súpravy. Opakovane použitie alebo neopakovana sterilizacia predstavuje pre pacienta alebo používateľa potenciálne riziko. Môže dojsť k kontaminácii alebo narušeniu funkčnosti, čo môže zapríčiť zranenie, ochorenie, prípadne smrť pacienta.

**Skladovanie:**

Výrobky musia byť skladované v suchom, vetrnom, bezprašnom, temnom prostredí bez priameho slnečného žiarenia tak, aby nedošlo k ich poškozeniu a deformácií. Výrobky musia byť skladované v obale, v ktorom sú dodávané výrobcom. Skladovacia teplota musí byť +5 °C až +25 °C a relativná vlhkosť vzduchu max. do 75 %.

**Určený účel použitia**

Súprava je určená na terapeutické podávanie infúzních roztokov z fľaš (vakov) pôsobením gravitácie alebo pomocou infúzných dávkovacích zariadení:

INFUSOMAT P - výrobce B/Braun

ARGUS A400, A404, A414, 707 - výrobce Argus

VOLUMED μVP5005 - výrobca Arcomed AG

Súpravy používajte iba v spojení s predepsaným typom pumpy!

**Návod k použití**

1. Za aseptických podmienok, vyberte súpravu z obalu.

2. Zavrite regulační klápku na hadičke.

3. Zložte kryt propichovacieho hrotu a kryt kužeľa.

4. Propichovací hrot vpichnite kolmo do zátoky fľaše alebo vaku. Fľašu alebo vak zaveste na stojan.

5. Stláčením kvapiek komôrky napříše komôrku do 1/3, otvorte regulační klápku, otvorte zátku zavazdušňovacieho otvoru a odstráňte vzduch z hadičky.

Pozn: Ak použijete súpravu na prevod roztoku z plastového vaku, nechajte zavazdušňovací otvor uzavretý.

6. Zatvorte regulační klápku.

7. Nasadte kapkový detektor na kvapiek komôrku podľa návodu výrobcu pump.

8. Otvoríte dvírka infúznej pumpy a nataženú súpravu založte do infúznej pumpy.

9. Zatvorte dvírka infúznej pumpy a otvorte regulační klápku.

10. Skontrolujte, či roztok samovolně nepreteka.

11. Pripojte súpravu na pacienta, nastavte požadovanú dávkovaciu rýchlosť v ml/h a zapnite infúznu pumpu.

**POZNÁMKA:** Počas chodu pumpy musí být regulační klapka úplne otvorená. Po ukončení dávkovania je potrebné regulační klapku uzavrieť skôr, než vyberiete súpravu z prístroja.**POSTUP PRE BEZPEČNÉ LIKVIDACIU ZP PO POUŽITÍ:**

ZP uložiť do modrého PE vreca určeného pre nebezpečný - infekční odpad. Označený vrecek (kódem odpadu, miestom vzniku, dátumom a podpisom zodpovednej osoby) po naplnení pevně uzavriť a bezpečne transportovať do spaľovny = dekontaminačné zariadenie. Odstranenie nebezpečnej vlastnosti infekčnosti se rozumí prevedenie řadnej dekontaminácie. Triedenie odpadov sa vykonáva podľa prevádzkového poriadku zdravotnického zariadenia.

**POZNAMKA PRE POUŽIVATEĽOV:** Akákolvek závažná nežádoucí účinok, ktorému došlo v súvislosti s dotknutým prostredkom, by mala byť hlásená výrobcovi a príslušnému mestsnemu orgánu.**Značky použité na obale**

<b>REF</b>	Katalogové číslo		Chránit pred vlhkem	<b>LOT</b>	Číslo šarže		Výrobca
	Použit do dátumu		Obmedzenie teploty		Čítať návod na použitie		Sterilizováné ethylénoxidom
	Apyrogenní		Chránit pred slnečným žiareniom		Neobsahuje latex		Neobsahuje ftalát DEHP
	Neresterilizovat		Nepoužívať opäťovne		Nepoužívať, ak je balenie poškozené		Tlak
	Počet kvapiek na mililitr		Veľkosť pórov kvapalinového filtra		Dĺžka hadičky		Objem hadičky
	Zdravotnícka pomôcka		Dátum výroby				

Návod je k dispozícii aj v elektronickej podobe na stránkach [www.gama.cz](http://www.gama.cz). Bezplatné poskytnutie ďalších kopií je možné na vyžiadanie prostredníctvom e-mailu: [prodej@gama.cz](mailto:prodej@gama.cz).

EN

## Infusion set IS-127 P® / Infusion set IS-127 P® 180 cm

CE 1014

<b>Catalogue No.:</b>	Medical device variants:
V606127-ND	Infusion set IS-127 P
V606128-ND	Infusion set IS-127 P 180 cm
<b>Product type:</b>	medical device
<b>Design:</b>	sterile, ethylene oxide sterilization
<b>Target patient:</b>	population of pediatric or adult patients
<b>Designated user:</b>	medical personnel with appropriate education, knowledge and practical experience in medical devices.
<b>Materials used:</b>	ABS, PE, PVC, PS, PP
<b>Compatibility:</b>	With medical devices equipped with standard Luer connectors in conformity with standard ČSN EN ISO 80369-7. With plastic infusion bags, plastic or glass bottles. With infusion pharmaceuticals without any special requirements for filtration. (In)compatibility of the drugs with the materials used, check in the summary about products (SPC) see <a href="http://www.sukl.cz">www.sukl.cz</a> or <a href="http://www.olecich.cz">www.olecich.cz</a>
<b>Incompatibility:</b>	With infusion pharmaceuticals incompatible with PVC (cytostatics) and with infusion pharmaceuticals sensitive to light.
<b>Contraindication:</b>	Do not use on any patient with a known allergic reaction to any of the product components.
<b>Adverse effects:</b>	No adverse effects are known if the set is used in accordance with the instructions specified in the Warning and Use sections.
<b>Warning:</b>	Do not use if the sterile packing is opened or damaged, or when the protective covers dropped off. Do not use after the expiry date. Infusion bottle of contact with the infusion set until immediately before administration. During the operation, check the patient's condition and functionality sets. Repeated use or repeated sterilization creates a potential risk of patient or user. It may lead to contamination and/or impairment of functional capability, may lead to injury, illness or death of the patient.
<b>Storage:</b>	The products should be stored in dry, ventilated, dust-free and dark rooms without direct sunlight to avoid their damage and deformation. Products must be stored in the packaging as delivered by the producer. Products must be stored at temperatures from +5°C to +25°C and the relative air humidity is max. 75%.

### Intended use

The set is intended for therapeutic application of infusion solutions from bottles (bags) using gravitation or dosing infusion pumps:

INFUSOMAT P - made by B/Braun ARGUS A400, A404, A414, 707 - made by Argus

VOLUMED µVP5005 - made by Arcomed AG

The set shall only be used in connection with the type of pump specified!

### Instruction for use

- Under aseptic conditions, remove the set from the packing.
  - Close the hose regulation clamp.
  - Take off the cover of the piercing spike and the cover of the cone.
  - Inject the piercing spike upright into the plug of the bottle or bag. Hang the bottle or bag onto the stand.
  - Pressing the drop chamber fill it by 1/3, open the regulation clamp, open the plug of the air inlet opening and let the air out from the hose.
- Note: If using the set for transmission of solutions from a plastic bag, keep the air inlet opening closed.
- Close the regulation clamp.
  - Put the drop detector onto the drop chamber as described in the instructions of the manufacturer of the pump.
  - Open the hatch of the infusion pump and insert the stretched kit into the infusion pump.
  - Close the hatch of the infusion pump and open the regulation clamp.
  - Check if the solution does not flow through spontaneously.
  - Connect the set on the patient, set the required dosing rate in ml/h and switch on the infusion pump.

NOTE: The regulation clamp shall be completely open when the pump is in operation. After the dosing is finished, first close the regulation clamp and then take the kit out from the device.

### PROCEDURE FOR SAFE DISPOSAL OF MEDICAL DEVICES AFTER USE:

Put the medical device in a blue PE bag intended for hazardous - infectious waste. After filling, seal the labeled bag (waste code, place of origin, date and signature of the responsible person) and transport it safely to the incinerator = decontamination device. Removal of the dangerous property of infectivity means proper decontamination. Waste sorting is carried out according to the operating rules of the medical facility.

NOTE TO USERS: Any serious adverse event occurring in relation to the device in question should be reported to the manufacturer and the competent local authority.

### Used symbols on packaging

REF	Catalogue Number	Keep away from Rain	LOT	Batch Number	Manufacturer
	Use by / Expiry date		Temperature Limitation		Read instructions for use
	Pyrogen free		Keep away from sunlight		Latex free product
	Do not Resterilize		For single use only		Do not use if unit package is damaged
	The number of drops per milliliter		Filter of liquid with pore size		Length of tubing
	Medical Device		Date of Manufacture		Volume of tubing

The instruction for use is also available in electronic form at [www.gama.cz](http://www.gama.cz). Free copies of other copies are available on request via e-mail: sales@gama.cz.

GAMA GROUP a.s., Betrieb Jimramov – 592 42 Jimramov  
 Sitz der Gesellschaft GAMA GROUP a.s., Mánesova 11/3b, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, Tschechische Republik, Id.Nr.: 45797463, [www.gama.cz](http://www.gama.cz)

## DE Infusionsset IS-127 P® / Infusionsset IS-127 P® 180 cm

<b>Katalognummer:</b>	<b>Varianten von Medizinprodukten:</b>
V606127-ND	Infusionsset IS-127 P
V606128-ND	Infusionsset IS-127 P 180 cm
<b>Produktyp:</b>	Medizinprodukte
<b>Ausführung:</b>	steril, mit Ethylenoxid sterilisiert
<b>Zielpatient:</b>	Population von pädiatrischen oder erwachsenen Patienten
<b>Zielanwender:</b>	medizinisches Personal mit angemessener Ausbildung, Kenntnissen und praktischer Erfahrung mit Medizinprodukten.
<b>Verwendete Werkstoffe:</b>	ABS, PE, PVC, PS, PP
<b>Kompatibilität:</b>	Mit Sanitätsmitteln, die über standardmäßige Luer Verbindungsstecker verfügen, die der Norm ČSN EN ISO 80369-7. Mit Kunststoff-Infusionsbeutel, Kunststoff- oder Glasflasche. Mit Infusionsmedikamenten, die keine besonderen Filtrationsanforderungen haben. (In)Drogenverträglichkeit mit den verwendeten Materialien, überprüfen Sie die SPC, siehe <a href="http://www.sukl.cz">www.sukl.cz</a> oder <a href="http://www.olecich.cz">www.olecich.cz</a>
<b>Inkompatibilität:</b>	Mit Infusionsmedikamenten, die mit PVC (Zytostatika) und mit lichtempfindlichen Infusionsmedikamenten inkompatibel sind.
<b>Kontraindikationen:</b>	Nicht bei Patienten zu verwenden, bei denen Allergien gegen einen der Produktbestandteile bekannt ist.
<b>Unerwünschte Wirkungen:</b>	Wenn Gerät in Übereinstimmung mit den Anweisungen im Abschnitt Hinweis und Anwendungsanleitung verwendet wird, sind keine unerwünschten Reaktionen bekannt.
<b>Hinweis:</b>	Nicht verwenden, wenn die sterile Verpackung offen oder beschädigt ist, oder wenn die Schutzkappen abgefallen sind. Verwenden Sie nicht nach Verfallsdatum nicht verwendet werden. Infusionsflaschen Kontakt mit der Infusionssets, bis unmittelbar vor der Verabreichung. Während der Operation prüfen Zustand und Funktionalität Sätze des Patienten. Die wiederverwendung oder wiederholter Sterilisation stellt ein potenzielles Risiko für den Patienten oder den Anwender dar. Sie kann eine Kontamination und/oder Beeinträchtigung der Funktionalität zur Folge haben können zu Verletzung, Erkrankung oder Tod des Patienten führen.
<b>Lagerung:</b>	Die Produkte sollen in trockenen, gut belüfteten, staubfreien und dunklen Räumen ohne direkte Sonneneinstrahlung gelagert werden, um ihre Schäden und Verformungen zu vermeiden. Die Produkte müssen in der vom Hersteller mitgelieferten Verpackung gelagert werden. Die Lagerungstemperatur muss im Bereich +5°C bis +25°C liegen und die relative Luftfeuchtigkeit muss max. bis 75% sein.

### Anwendungszweck

Der Satz ist zur therapeutischen Verabreichung von Infusionslösungen aus Flaschen (Beuteln) durch Schwerkraftwirkung oder mit Hilfe von Infusionspumpen vorgesehen:

INFUSOMAT P - Hersteller B/Braun ARGUS A400, A404, A414, 707 - Hersteller Argus

VOLUMED µVP5005 - Hersteller Arcomed AG

Die Sätze nur in Verbindung mit dem vorgeschriebenen Pumpentyp benutzen!

### Anwendungsanleitung

- Unter aseptischen Bedingungen nehmen Sie den Set aus der Verpackung heraus.
  - Den Einstellschalter auf dem Schlauch schließen.
  - Den Schutz der Durchstechspitze und den Schutz des Kegels abnehmen.
  - Den Durchstechspitze senkrecht in den Flaschen- ggf. Beutelverschluss einstecken. Die Flasche ggf. den Beutel auf den Ständer hängen.
  - Die Tropfkanne durch Pressen auf 1/3 füllen, den Einstellschalter öffnen, den Stopfen des Lufteinlasses öffnen und Luft aus dem Schlauch entfernen.
- Bemerkung: Wenn der Satz zum Umfüllen der Lösung aus einem Plastikbeutel benutzt wird, Lufteinlass geschlossen lassen.
- Den Einstellschalter schließen.
  - Den Tropfendetektor gemäß Hinweisen des Pumpenherstellers auf die Tropfenzammer aufsetzen.
  - Die Tür der Infusionspumpe öffnen und den aufgezogenen Satz in die Infusionspumpe einsetzen.
  - Die Tür der Infusionspumpe schließen und den Einstellschalter öffnen.
  - Überprüfen, ob die Lösung nicht frei durchläuft.
  - Den Satz dem Patienten ansetzen. Geforderte Dosiergeschwindigkeit in ml/h stellen und die Infusionspumpe einschalten.

**BERECKUNG:** Wenn die Pumpe im Gang ist, muss der Einstellschalter voll geöffnet sein. Nach Beenden der Dosierung muss der Einstellschalter eher geschlossen werden, bevor der Satz aus dem Gerät hinausgenommen wird.

### VERFAHREN ZUR SICHEREN ENTSORGUNG VON MEDIZINPRODUKTEN NACH GEBRAUCH:

Legen Sie das Medizinprodukt in einen blauen PE-Beutel für gefährliche - infektiose Abfälle. Verschließen Sie den etikettierten Beutel (Abfallcode, Herkunftsart, Datum und Unterschrift der verantwortlichen Person) nach dem Befüllen und transportieren Sie ihn sicher zur Verbrennungsanlage = Dekontaminationsvorrichtung. Die Entfernung der gefährlichen Eigenschaft der Infektiosität bedeutet eine ordnungsgemäße Dekontamination. Die Abfallsortierung erfolgt nach den Betriebsregeln der medizinischen Einrichtung.

**HINWEIS FÜR BENUTZER:** Jedes schwerwiegende unerwünschte Ereignis in Bezug auf das betreffende Gerät ist dem Hersteller und der zuständigen örtlichen Behörde zu melden.

### Symbole auf der Verpackung

REF	Produkt-Referenznummer	Vor Regen schützen	LOT	Chargennummer	Hergestellt in
	Verbrauchenbis/Datum des Verbrauchs		Temperaturbegrenzung		Siehe Gebrauchsanweisung
	Ohne Pyrogen		Vor Sonnenlicht schützen		Ohne latex
	Nicht wieder sterilisieren		Zur einmaligen Verwendung		Verwenden Sie das Gerät nicht, falls das Einheitspaket beschädigt ist.
	Anzahl von Tropfen pro ml		Flüssigkeitsfilter mit Porengröße		Schlauchlänge
	Medizinprodukte		Herstellungsdatum		volumen

Das Gebrauchsanweisung ist auch in elektronischer Form unter [www.gama.cz](http://www.gama.cz) verfügbar. Kostenlose Exemplare anderer Exemplare sind auf Anfrage per E-Mail erhältlich: sales@gama.cz.