



## Infuzní souprava IS-127 P<sup>®</sup>M / Infuzní souprava IS-127 P<sup>®</sup> 180 cm M



**Katalogové č.:** V606127-M **Varianta zdravotnického prostředku:** Infuzní souprava IS-127 P M **Katalogové č.:** V606128-M **Varianta zdravotnického prostředku:** Infuzní souprava IS-127 P 180 cm M

**Funkčnost:** výrobce deklaruje funkčnost prostředku, pokud je použit v souladu s návodem k použití.  
**Doba použití:** „Krátkodobá“ - nepřetržitě použití po dobu maximálně 24 hodin. Závisí na zamýšlené léčbě podle souhrnu údajů o přípravku léku/ roztoku. Soupravu vyměňujte podle národních směrnic a/nebo nemocničních protokolů.  
**Provedení:** sterilní, sterilizace ethylenoxidem  
**Cílový pacient:** Pacienti podstupující intravenózní nebo intraarteriální infuzní terapii.  
**Určení uživatele:** Lékaři, anesteziologové, zdravotní sestry a další zdravotničtí pracovníci ve zdravotnických zařízeních, kteří provádějí intravenózní nebo intraarteriální infuzní terapii.  
**Použité materiály:** PVC, PE, ABS, PP, PA, membrána VERSAPOR RC, PS  
**Kompatibilita:** Se zdravotnickými prostředky, které mají standardní Luer konektory, které jsou ve shodě s normou ČSN EN ISO 80369-7. S infuzním vakem z plastu, plastovou nebo skleněnou lahví. S předepsanou dávkovací pumpou. S infuzními léčivými, které nemají zvláštní požadavky na filtraci. (In)kompatibilitu léčiv s použitými materiály prověřte v souhrnném údaji o přípravku (SPC) viz. [www.sukl.cz](http://www.sukl.cz) nebo [www.olecich.cz](http://www.olecich.cz)  
S infuzními léčivými, které jsou inkompatibilní s PVC (cytostatika) a s infuzními léčivými citlivými na světlo.  
**Inkompatibilita:** Nepoužívejte u pacientů, u nichž je známa alergická reakce na některý z materiálů výrobku.  
**Kontraindikace:** Pokud je set používán v souladu s pokyny uvedenými v oddílu Upozornění a Použití, nejsou nežádoucí reakce známy.  
**Nežádoucí účinky:** Nepoužívejte, pokud je obal otevřen, poškozen, jsou-li ochranné kryty spadlé nebo uplynula doba použitelnosti. Může to narušit integritu nebo sterilitu prostředku. Opakované použití, opakovaná sterilizace nebo nedodržení skladovacích podmínek představuje pro pacienta nebo uživatele potenciální riziko. Může vést ke kontaminaci nebo zhoršení funkčnosti, což může zapříčinit zranění, nemoc, případně smrt pacienta. Infuzní láhev spojte s infuzní soupravou až těsně před podáním. Během výkonu kontrolujte stav pacienta a funkčnost soupravy.  
**Upozornění:** Soupravy používejte pouze ve spojení s předepsaným typem pumpy!  
Výrobky musí být skladovány v suchém, větraném, bezpečném, tmavém prostředí bez přímého slunečního záření tak, aby nedošlo k jejich poškození a deformaci. Výrobky musí být skladovány v obalu, ve kterém jsou dodávány výrobcem. Skladovací teplota musí být +5°C až +25°C a relativní vlhkost vzduchu max. do 75%. S výrobky nesmí být skladovány organická rozpouštědla a chemikálie. Pokud je balení vystaveno podmínkám prostředí mimo specifikované podmínky, kontaktujte výrobce, který rozhodne o dalším postupu.  
Výrobky se přepravují v čistých, suchých a krytých dopravních prostředcích při teplotě od -15°C do +60°C a relativní vlhkosti vzduchu max. 75% tak, aby nedošlo k jejich poškození. Spolu s nimi nesmí být přepravovány žádné chemikálie. Maximální doba přepravy ZP při teplotách +50°C až +60°C nesmí přesáhnout 4 dny!

### Určený účel k použití

Jednorázový zdravotnický prostředek určený k terapeutickému podávání infuzních roztoků z lahví (vaků) působením gravitace nebo pomocí infuzních pump:  
INFUSOMAT P - výrobce B/Braun a ARGUS A400, A404, A414, 707 - výrobce Argus.

### Návod k použití

1. Za aseptických podmínek, vyjměte soupravu z obalu.
2. Uzavřete regulační tlačku na hadičce.
3. Sejměte kryt propichovacího hrotu a kryt kužele.
4. Propichovací hrot vpíchněte kolmo do zátky láhve nebo vaku. Láhev nebo vak zavěste na stojan.
5. Stiskem kapací komůrky naplňte komůrku do 1/3, otevřete regulační tlačku, otevřete zátku zavzdušňovacího otvoru a odstraňte vzduch z hadičky.  
Pozn: Je-li souprava použita k převodu roztoku z plastového vaku, ponechte zavzdušňovací otvor uzavřený.
6. Uzavřete regulační tlačku.
7. Nasadte kapkový detektor na kapací komůrku dle návodu výrobce pump.
8. Otevřete dvířka infuzní pumpy a natažený set založte do infuzní pumpy.
9. Zavřete dvířka infuzní pumpy a otevřete regulační tlačku.
10. Zkontrolujte, zda roztok samovolně neprotéká.
11. Připojte set na pacienta, nastavte požadovanou dávkovací rychlost v ml/h a zapněte infuzní pumpu.

**POZNÁMKA:** Při chodu pumpy musí být regulační tlačka zcela otevřena. Po ukončení dávkování je nutno regulační tlačku uzavřít dříve, než se souprava vyjme z přístroje.

### POSTUP PRO BEZPEČNOU LIKVIDACI ZP PO POUŽITÍ:

ZP uložte do modrého PE pytle určeného pro nebezpečný – infekční odpad. Označený pytel (kódem odpadu, místem vzniku, datem a podpisem odpovědné osoby) po naplnění pevně uzavřít a bezpečně transportovat do spalovny = dekontaminační zařízení. Odstranění nebezpečné vlastnosti infekčnosti se rozumí provedení řádné dekontaminace. Třídění odpadů se provádí dle provozního řádu zdravotnického zařízení.

**POZNÁMKA PRO UŽIVATELE:** Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s dotčeným prostředkem, by měla být hlášena výrobcem a příslušnému místnímu orgánu.

### Značky použité na obalu

	Katalogové číslo		Chránit před vlhkem		Číslo šarže		Výrobce
	Použit do data		Omezení teplot		Čtěte návod k použití		Sterilizováno ethylenoxidem a systém jednoduché sterilní bariéry
	Apyrogenní		Chránit před slunečním zářením		Neobsahuje latex		Neobsahuje ftalát DEHP
	Neresterilizovat		Nepoužívat opětovně		Nepoužívat, jestliže je balení poškozeno		Tlak
	Počet kapek na mililitr		Velikost pórů filtru		Délka hadičky		Objem hadičky
	Zdravotnický prostředek		Datum a země výroby		Jedinečný identifikátor prostředku		



## Infúzna súprava IS-127 P<sup>®</sup> M / Infúzna súprava IS-127 P<sup>®</sup> 180 cm M

**Katalogové č.:** V606127-M **Varianta zdravotnickej pomôcky:** Infúzna súprava IS-127 P M **Katalogové č.:** V606128-M **Varianta zdravotnickej pomôcky:** Infúzna súprava IS-127 P 180 cm M

**V606127-ND** Infúzna súprava IS-127 P  
**V606128-ND** Infúzna súprava IS-127 P 180 cm  
**Funkčnost:** výrobca deklaruje funkčnost prostriedku, pokiaľ je použitý v súlade s návodom na použitie  
**Doba použitia:** „Krátkodobá“ - nepřetržitě použití po dobu maximálně 24 hodin. Závisí od zamýšlené léčby podľa súhrnu charakteristických vlastností lieku/roztoku. Súpravu vymieňajte podľa národných smerníc a/alebo nemocničných protokolov.  
**Provedenie:** sterilné, sterilizácia etylénoxidom  
**Cieľový pacient:** Pacienti podstupujúci intravenóznou alebo intraarteriálnu infúznú terapiu.  
**Určení používateľa:** Lekári, anesteziológovia, zdravotné sestry a ďalší zdravotníckí pracovníci v zdravotníckych zariadeniach, ktorí vykonávajú intravenóznou alebo intraarteriálnu infúznú terapiu.  
**Použité materiály:** PVC, PE, ABS, PP, PA, membrána VERSAPOR RC, PS  
**Kompatibilita:** So zdravotnickými pomôckami, ktoré majú štandardné Luer konektory, ktoré sú v zhode s normou ČSN EN ISO 80369-7. S infúznym vakom z plastu, plastovou alebo sklenenou fľašou. S predpísanou dávkovacou pumpou. S infúznymi liečivami, ktoré nemajú zvláštnu požiadavku na filtráciu. (In)kompatibilitu liečiv s použitými materiálmi prevěřte v súhrnnom údajoch o lieku (SPC), pozri [www.sukl.cz](http://www.sukl.cz) alebo [www.olecich.cz](http://www.olecich.cz)  
S infúznymi liečivami, ktoré sú inkompatibilné s PVC (cytostatiká) a s infúznymi liečivami citlivými na svetlo.  
**Inkompatibilita:** Nepoužívať u pacientov, u ktorých je známa alergická reakcia na niektorý z materiálov výrobku.  
**Kontraindikácie:** Nepoužívať, ak je obal otvorený, poškodený, ak sú ochranné kryty spadnuté alebo uplynula doba použiteľnosti. Môže to narušiť integritu alebo sterilitu prostriedku. Opakované použitie, opakovaná sterilizácia alebo nedodržanie skladovacích podmienok predstavuje pre pacienta alebo používateľa potenciálne riziko. Môže viesť ku kontaminácii alebo zhoršeniu funkčnosti, čo môže zapríčiniť zranenie, chorobu, prípadne smrť pacienta. Infúznou fľašu spojte s infúznou súpravou až tesne pred podaním. Počas výkonu kontrolujte stav pacienta a funkčnosť súpravy.  
**Upozornenie:** Súpravy používajte iba v spojení s predpísaným typom pumpy!  
Výrobky musia byť skladované v suchom, vetranom, bezpečnom, tmavom prostredí bez priameho slnečného žiarenia tak, aby nedošlo k ich poškodeniu a deformácii. Výrobky musia byť skladované v obale, v ktorom sú dodávané výrobcem. Skladovacia teplota musí byť +5 °C až +25 °C a relatívna vlhkosť vzduchu max. do 75%. S výrobkami nesmú byť skladované organické rozpúšťadlá a chemikálie. Pokiaľ je balenie vystavené podmienkam prostredia mimo špecifikovaných podmienok, kontaktujte výrobcu, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.  
Výrobky sa prepravujú v čistých, suchých a krytých dopravných prostriedkoch pri teplote od -15°C do +60°C a relatívnej vlhkosti vzduchu max. 75% tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Spolu s nimi nesmú byť prepravované žiadne chemikálie. Maximálna doba prepravy ZP pri teplotách +50 °C až +60 °C nesmie presiahnuť 4 dni!

### Určený účel použitia

Jednorázová zdravotnícka pomôcka určená na terapeutické podávanie infúzných roztokov z fľaš (vakov) pôsobením gravitácie alebo pomocou infúzných pump: INFUSOMAT P - výrobca B/Braun a ARGUS A400, A404, A414, 707 - výrobca Argus.

### Návod k použitiu

1. Za aseptických podmienok, vyberte súpravu z obalu.
2. Zatvorte regulačnú klapku na hadičke.
3. Zložte kryt prepichovacieho hrotu a kryt kužela.
4. Prepichovací hrot vpíchnite kolmo do zátky fľaše alebo vaku. Fľašu alebo vak zaveste na stojan.
5. Stlačeníím kvapkacej komôrky naplňte komôrku do 1/3, otvorte regulačnú klapku, otvorte zátku zavzdušňovacieho otvoru a odstráňte vzduch z hadičky.  
Pozn: Ak použijete súpravu na prevod roztoku z plastového vaku, nechajte zavzdušňovací otvor uzavretý.
6. Zatvorte regulačnú klapku.
7. Nasadte kvapkový detektor na kvapkáciu komôrku podľa návodu výrobcu púmp.
8. Otvorte dvierka infúznej pumpy a natiahnutú súpravu založte do infúznej pumpy.
9. Zatvorte dvierka infúznej pumpy a otvorte regulačnú klapku.
10. Skontrolujte, či roztok samovoľne nepreteká.
11. Pripojte súpravu na pacienta, nastavte požadovanú dávkovaciu rýchlosť v ml/h a zapnite infúznou pumpu.

**POZNÁMKA:** Počas chodu pumpy musí byť regulačná klapka úplne otvorená. Po ukončení dávkovania je potrebné regulačnú klapku uzavrieť skôr, než vyberiete súpravu z prístroja.

### POSTUP PRE BEZPEČNÚ LIKVIDÁCIU ZP PO POUŽITÍ:

ZP uložte do modrého PE vreca určeného pre nebezpečný - infekčný odpad. Označený vrec (kódom odpadu, miestom vzniku, dátumom a podpisom zodpovednej osoby) po naplnení pevne uzavrieť a bezpečne transportovať do spaľovne = dekontaminačné zariadenie. Odstránenie nebezpečné vlastnosti infekčnosti sa rozumie prevedenie riadnej dekontaminácia. Třídění odpadů sa vykonáva podľa prevádzkového poriadku zdravotnickeho zariadenia.

**POZNÁMKA PRE POUŽIVATEĽOV:** Akákoľvek závažný nežiaduci účinok, ku ktorému došlo v súvislosti s dotknutým prostriedkom, by mala byť hlásená výrobcovi a príslušnému miestnemu orgánu.

### Značky použité na obale

	Katalogové číslo		Chrániť pred vlhkem		Číslo šarže		Výrobca
	Použit do dátumu		Obmedzenie teploty		Čítajte návod na použitie		Sterilizované etylénoxidom a systém jednoduché sterilnej bariéry
	Apyrogenní		Chrániť pred slnečným žiarením		Neobsahuje latex		Neobsahuje ftalát DEHP
	Neresterilizovat		Nepoužívať opätovne		Nepoužívať, ak je balenie poškodené		Tlak
	Počet kvapiek na mililitr		Veľkosť pórov kvapalínového filtra		Dĺžka hadičky		Objem hadičky
	Zdravotnícka pomôcka		Dátum a krajina výroby		Jedinečný identifikátor prostriedku		

Bezplatné poskytnutie ďalších kópií je možné na vyžádání prostřednictvím e-mailu: [prodej@gama.cz](mailto:prodej@gama.cz). / Bezplatné poskytnutie ďalších kópií je možné na vyžiadanie prostredníctvom e-mailu: [prodej@gama.cz](mailto:prodej@gama.cz).

**EN Infusion set IS-127 P® M / Infusion set IS-127 P® 180 cm M**



**Catalogue No.:** V606127-M **Medical device variant:** Infusion set IS-127 P M **Catalogue No.:** V606128-M **Medical device variant:** Infusion set IS-127 P 180 cm M

**Functionality:** the manufacturer declares the functionality of the device when used in accordance with the instructions for use

**Duration of use:** „Short term“ - continuous use for the time maximum is 24 hours. Is dependent on the intended therapy according to the SPC of the drug/solution. Change the set according to national guidelines and/or hospital protocols.

**Design:** sterile, ethylene oxide sterilization

**Target patient:** Patients undergoing intravenous or intra-arterial infusion therapy.

**Designated user:** Physicians, anesthetists, nurses, and other healthcare professionals in healthcare settings who administer intravenous or intra-arterial infusion therapy.

**Materials used:** PVC, PE, ABS, PP, PA, membrane VERSAPORE RC, PS

**Compatibility:** With medical devices equipped with standard Luer connectors in conformity with standard ČSN EN ISO 80369-7. With plastic infusion bags, plastic or glass bottles. With prescribed dosing pump. With infusion pharmaceuticals without any special requirements for filtration. (In)compatibility of the drugs with the materials used, check in the summary about products (SPC) see [www.sukl.cz](http://www.sukl.cz) or [www.olecich.cz](http://www.olecich.cz)

**Incompatibility:** With infusion pharmaceuticals incompatible with PVC (cytostatics) and with infusion pharmaceuticals sensitive to light.

**Contraindication:** Do not use on any patient with a known allergic reaction to any of the product components.

**Adverse effects:** No adverse effects are known if the set is used in accordance with the instructions specified in the Warning and Use sections.

**Warning:** Do not use if package is open, damaged, guards are dropped or have expired. This may compromise the integrity or sterility of the device. Reuse, re-sterilization, or non-observance of storage conditions creates a potential risk to the patient or user. It can lead to contamination or impaired functionality, which can cause injury, illness, or death to the patient. Connect the infusion bottle to the infusion set just before administration. During the procedure, check the patient's condition and the functionality of the set. Use the set only in conjunction with the prescribed pump type!

**Storage and transport:** The products should be stored in dry, ventilated, dust-free and dark rooms without direct sunlight to avoid their damage and deformation. Products must be stored in the packaging as delivered by the producer. Products must be stored at temperatures from +5°C to +25°C and the relative air humidity is max. 75%. Organic solvents and chemicals must not be stored with the products. If the package is exposed to conditions outside the specified conditions, contact the manufacturer who will decide on the next course of action. The products are transported in clean, dry and covered means of transport at a temperature from -15°C to +60°C and a relative humidity of max. 75% so that they are not damaged. No chemicals may be transported with them. The maximum transport time of MD at temperatures of +50°C to +60°C must not exceed 4 days!

**Intended use**

A single use medical device designed for therapeutic administration of infusion solutions from bottles (bags) by gravity or using infusion pumps: INFUSOMAT P – made by B/Braun a ARGUS A400, A404, A414, 707 – made by Argus.

**Instruction for use**

- Under aseptic conditions, remove the set from the packing.
- Close the hose regulation clamp.
- Take off the cover of the piercing spike and the cover of the cone.
- Inject the piercing spike upright into the plug of the bottle or bag. Hang the bottle or bag onto the stand.
- Pressing the drop chamber fill it by 1/3, open the regulation clamp, open the plug of the air inlet opening and let the air out from the hose.  
Note: If using the set for transmission of solutions from a plastic bag, keep the air inlet opening closed.
- Close the regulation clamp.
- Put the drop detector onto the drop chamber as described in the instructions of the manufacturer of the pump.
- Open the hatch of the infusion pump and insert the stretched kit into the infusion pump.
- Close the hatch of the infusion pump and open the regulation clamp.
- Check if the solution does not flow through spontaneously.
- Connect the set on the patient, set the required dosing rate in ml/h and switch on the infusion pump.

**NOTE:** The regulation clamp shall be completely open when the pump is in operation. After the dosing is finished, first close the regulation clamp and then take the kit out from the device.

**PROCEDURE FOR SAFE DISPOSAL OF MEDICAL DEVICES AFTER USE:**

Put the medical device in a blue PE bag intended for hazardous - infectious waste. After filling, seal the labeled bag (waste code, place of origin, date and signature of the responsible person) and transport it safely to the incinerator = decontamination device.

Removal of the dangerous property of infectivity means proper decontamination. Waste sorting is carried out according to the operating rules of the medical facility.

**NOTE TO USERS:** Any serious adverse event occurring in relation to the device in question should be reported to the manufacturer and the competent local authority.

**Used symbols on packaging**

	Catalogue Number		Keep away from Rain		Batch Number		Manufacturer
	Use by / Expiry date		Temperature Limitation		Read instructions for use		Sterilised by Ethylene Oxide and single sterile barrier system
	Pyrogen free		Keep away from sunlight		Latex free product		Does not contain DEHP phthalate
	Do not Resterilize		For single use only		Do not use if unit package is damaged		Pressure
	The number of drops per milliliter		Filter of liquid with pore size		Length of tubing		Volume of tubing
	Medical Device		Date and Country of Manufacture		Unique Device Identifier		

**DE Infusionsset IS-127 P® M / Infusionsset IS-127 P® 180 cm M**

**Katalognummer:** V606127-M **Variante von Medizinprodukten:** Infusionsset IS-127 P M **Katalognummer:** V606128-M **Variante von Medizinprodukten:** Infusionsset IS-127 P 180 cm M

**Funktionalität:** Der Hersteller erklärt die Funktionalität des Produkts bei bestimmungsgemäßer Verwendung

**Dauer der Nutzung:** „Kurzzeitig“ - ununterbrochene Anwendung für maximal 24 Stunden. Hängt von der vorgesehenen Behandlung gemäß der Fachinformation des Arzneimittels/der Lösung ab. Set entsprechend den nationalen Leitlinien und/oder den Krankenhausvorgaben ändern.

**Ausführung:** steril, mit Ethylenoxid sterilisiert

**Zielpatient:** Patienten, die sich einer intravenösen oder intraarteriellen Infusionstherapie unterziehen.

**Zielanwender:** Ärzte, Anästhesisten, Krankenschwestern und andere medizinische Fachkräfte im Gesundheitswesen, die eine intravenöse oder intraarterielle Infusionstherapie durchführen.

**Verwendete Werkstoffe:** PVC, PE, ABS, PP, PA, Membran VERSAPORE RC, PS

**Kompatibilität:** Mit Sanitätsmitteln, die über standardmäßige Luer Verbindungsstecker verfügen, die der Norm ČSN EN ISO 80369-7. Mit Kunststoff-Infusionsbeutel, Kunststoff- oder Glasflasche. Mit vorgeschriebener Dosierpumpe. Mit Infusionsmedikamenten, die keine besonderen Filterungsanforderungen haben. (In)Drogenverträglichkeit mit den verwendeten Materialien, überprüfen Sie die SPC, siehe [www.sukl.cz](http://www.sukl.cz) oder [www.olecich.cz](http://www.olecich.cz)

**Inkompatibilität:** Mit Infusionsmedikamenten, die mit PVC (Zytostatika) und mit lichtempfindlichen Infusionsmedikamenten inkompatibel sind.

**Kontraindikationen:** Nicht bei Patienten zu verwenden, bei denen Allergien gegen einen der Produktbestandteile bekannt ist.

**Unerwünschte Wirkungen:** Wenn Gerät in Übereinstimmung mit den Anweisungen im Abschnitt Hinweis und Anwendungsanleitung verwendet wird, sind keine unerwünschten Reaktionen bekannt.

**Hinweis:** Nicht verwenden, wenn die Verpackung geöffnet oder beschädigt ist, Schutzvorrichtungen heruntergefallen oder abgelaufen sind. Dies kann die Unversehrtheit oder Sterilität des Geräts beeinträchtigen. Wiederverwendung, Resterilisation oder Nichtbeachtung der Lagerbedingungen stellen ein potenzielles Risiko für den Patienten oder Benutzer dar. Dies kann zu einer Kontamination oder Funktionsbeeinträchtigung führen, was zu Verletzungen, Erkrankungen oder zum Tod des Patienten führen kann. Schließen Sie die Infusionsflasche unmittelbar vor der Verabreichung an das Infusionsset an. Überprüfen Sie während des Verfahrens den Zustand des Patienten und die Funktionalität des Kits. Verwenden Sie die Kits nur in Verbindung mit dem vorgeschriebenen Pumpentyp!

**Lagerung und Transport:** Die Produkte sollen in trockenen, gut belüfteten, staubfreien und dunklen Räumen ohne direkte Sonneneinstrahlung gelagert werden, um ihre Schäden und Verformungen zu vermeiden. Die Produkte müssen in der vom Hersteller mitgelieferten Verpackung gelagert werden. Die Lagerungstemperatur muss im Bereich +5°C bis +25°C liegen und die relative Luftfeuchtigkeit muss max. bis 75% sein. Organische Lösungsmittel und Chemikalien dürfen nicht zusammen mit den Produkten gelagert werden. Wenn das Paket Umgebungsbedingungen außerhalb der angegebenen Bedingungen ausgesetzt ist, wenden Sie sich an den Hersteller, der über die weitere Vorgehensweise entscheidet. Die Produkte werden in sauberen, trockenen und überdachten Transportmitteln bei einer Temperatur von -15°C bis +60°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von max. 75% transportiert, damit sie nicht beschädigt werden. Mit ihnen dürfen keine Chemikalien transportiert werden. Die maximale Transportzeit von MP bei Temperaturen von +50°C bis +60°C darf 4 Tage nicht überschreiten!

**Anwendungszweck**

Medizinisches Einweggerät zur therapeutischen Verabreichung von Infusionslösungen aus Flaschen (Beutel) durch Schwerkraft oder Infusionspumpen: INFUSOMAT P - Hersteller B/Braun und ARGUS A400, A404, A414, 707 - Hersteller Argus.

**Anwendungsanleitung**

- Unter aseptischen Bedingungen nehmen Sie den Set aus der Verpackung heraus.
- Den Einstellschalter auf dem Schlauch schließen.
- Den Schutz der Durchstechspitze und den Schutz des Kegels abnehmen.
- Die Durchstechspitze senkrecht in den Flaschen- ggf. Beutelverschluss einstecken. Die Flasche ggf. den Beutel auf den Ständer hängen.
- Die Tropfkammer durch Pressen auf 1/3 füllen, den Einstellschalter öffnen, den Stopfen des Lufteinlasses öffnen und Luft aus dem Schlauch entfernen.  
Bemerkung: Wenn der Satz zum Umfüllen der Lösung aus einem Plastikbeutel benutzt wird, Lufteinlass geschlossen lassen.
- Den Einstellschalter schließen.
- Den Tropfendetektor gemäß Hinweisen des Pumpenherstellers auf die Tropfkammer aufsetzen.
- Die Tür der Infusionspumpe öffnen und den aufgezogenen Satz in die Infusionspumpe einsetzen.
- Die Tür der Infusionspumpe schließen und den Einstellschalter öffnen.
- Überprüfen, ob die Lösung nicht frei durchläuft.
- Den Satz dem Patienten ansetzen, Geforderte Dosiergeschwindigkeit in ml/h stellen und die Infusionspumpe einschalten.

**BEMERKUNG:** Wenn die Pumpe im Gang ist, muss der Einstellschalter voll geöffnet sein. Nach Beenden der Dosierung muss der Einstellschalter eher geschlossen werden, bevor der Satz aus dem Gerät hinausgenommen wird.

**VERFAHREN ZUR SICHEREN ENTSORGUNG VON MEDIZINPRODUKTEN NACH GEBRAUCH:**

Legen Sie das Medizinprodukt in einen blauen PE-Beutel für gefährliche - infektiöse Abfälle. Verschließen Sie den etikettierten Beutel (Abfallcode, Herkunftsort, Datum und Unterschrift der verantwortlichen Person) nach dem Befüllen und transportieren Sie ihn sicher zur Verbrennungsanlage = Dekontaminationsvorrichtung. Die Entfernung der gefährlichen Eigenschaft der Infektiosität bedeutet eine ordnungsgemäße Dekontamination. Die Abfallsortierung erfolgt nach den Betriebsregeln der medizinischen Einrichtung. **HINWEIS FÜR BENUTZER:** Jedes schwerwiegende unerwünschte Ereignis in Bezug auf das betreffende Gerät ist dem Hersteller und der zuständigen örtlichen Behörde zu melden.

**Symbole auf der Verpackung**

	Produkt-Referenznummer		Vor Regen schützen		Chargennummer		Hergestellt in
	Verbrauchenbis/Datum des Verbrauchs		Temperaturbegrenzung		Siehe Gebrauchsanweisung		Mit Ethylenoxid sterilisiert und einem einfachen Sterilbarriersystem
	Ohne Pyrogen		Vor Sonnenlicht schützen		Ohne latex		Ohne Phthalat DEHP
	Nicht wieder sterilisieren		Zur einmaligen Verwendung		Verwenden Sie das Gerät nicht, falls das Einheitspaket beschädigt ist.		Druck
	Anzahl von Tropfen pro ml		Flüssigkeitsfilter mit Porengröße		Schlauchlänge		Schlauchvolumen
	Medizinprodukten		Herstellungsdatum und Herstellungsland		eindeutige Ressourcenkennung		