

**CS Spojovací hadička s bezjehlovým vstupem M**



**Katalogové č.:** V686424-M  
**Funkčnost:** výrobce deklaruje funkčnost prostředku, pokud je použit v souladu s návodem k použití.  
**Doba použití:** „Krátkodobá“ – nepřetržitě použití po dobu použitelnosti i.v. kanyly, na kterou je připojena. Nicméně, hadičku je nutné vyměnit maximálně po 7 dnech nebo po 100 připojeních.  
**Provedení:** sterilní, sterilizace ethylenoxidem  
**Cílový pacient:** Pacienti podstupující intravenózní nebo intraarteriální infuzní terapii, kde je potřeba prodloužení nebo flexibilní spojení mezi infuzním systémem a intravenózním/intraarteriálním katetrem.  
**Určený uživatel:** Lékaři, anesteziologové, zdravotní sestry a další zdravotničtí pracovníci ve zdravotnických zařízeních, kteří provádějí intravenózní nebo intraarteriální infuzní terapii.  
**Použité materiály:** PC, PE, PVC, ABS, silikon  
**Kompatibilita:** Se zdravotnickými prostředky, které mají standardní Luer konektory, které jsou ve shodě s normou ČSN EN ISO 80369-7. Spojovací hadičky s bezjehlovým vstupem jsou určeny k převodu kapalných léků nebo roztoků určených k i.v. podání nebo převodu krve. (In)kompatibilitu léčiv s použitými materiály prověřte v souhrnném údaji o přípravku (SPC) viz. [www.sukl.cz](http://www.sukl.cz) nebo [www.olecich.cz](http://www.olecich.cz)  
**Kontraindikace:** Nepoužívejte u pacientů, u nichž je známa alergická reakce na některý z materiálů výrobku.  
**Nežádoucí účinky:** Pokud je set používán v souladu s pokyny uvedenými v oddílu Upozornění a Použití, nejsou nežádoucí reakce známy.  
**Upozornění:** Nepoužívejte, pokud je sterilní obal otevřen nebo poškozen, nebo jsou-li ochranné kryty spadlé. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. Opakované použití, opakovaná sterilizace nebo nedodržení skladovacích podmínek představuje pro pacienta nebo uživatele potenciální riziko. Může vést ke kontaminaci nebo zhoršení funkčnosti, což může zapříčinit zranění, nemoc, případně smrt pacienta.  
**Skladování a přeprava:** Výrobky musí být skladovány v suchém, větraném, bezprašném, tmavém prostředí bez přímého slunečního záření tak, aby nedošlo k jejich poškození a deformaci. Výrobky musí být skladovány v obalu, ve kterém jsou dodávány výrobcem. Skladovací teplota musí být +5°C až +25°C a relativní vlhkost vzduchu max. do 75%. S výrobky nesmí být skladovány organická rozpouštědla a chemikálie. Pokud je balení vystaveno podmínkám prostředí mimo specifikované podmínky, kontaktujte výrobce, který rozhodne o dalším postupu. Výrobky se přepravují v čistých, suchých a krytých dopravních prostředcích při teplotě od -15°C do +60°C a relativní vlhkosti vzduchu max. 75% tak, aby nedošlo k jejich poškození. Spolu s nimi nesmí být přepravovány žádné chemikálie. Maximální doba přepravy ZP při teplotách +50°C až +60°C nesmí přesáhnout 4 dny!

**Určený účel k použití**

Spojovací hadička s bezjehlovým vstupem je jednorázový zdravotnický prostředek určený k propojení i.v. kanyly s dalšími infuzními systémy s Luer zakončením (stříkačky, infuzní sety, atd.). Lze ji také použít k prodloužení nebo propojení jakéhokoli infuzního systému, který má Luer zakončení. Spojovací hadička s bezjehlovým vstupem zajišťuje uzavřený systém a tím mikrobiologickou bezpečnost po dobu použitelnosti i.v. kanyly, na kterou je připojena, ale její výměna musí být provedena vždy maximálně po 7 dnech nebo po 100 připojeních. Bezjehlový vstup, kterým je hadička zakončena umožňuje mnohonásobný a bezpečný přístup (bez použití jehly) pro přímou injekci nebo infuzi. Spojovací hadička s bezjehlovým vstupem je určena pro tlakové i gravitační systémy do tlaku 2 bary.

**Návod k použití**

1. Za aseptických podmínek, vyjměte hadičku z obalu.
2. Z připojovacího kužele sundejte ochranný kryt.
3. Před aplikací proveďte dezinfekci povrchu silikonové membrány (bezjehlového vstupu) otřením alkoholickou dezinfekcí nebo sprejem.
4. Počkejte minimálně 30 sekund, dokud neoschne dezinfekční roztok.
5. Pozitivní kužel hadičky (Male Luer Lock) připojte otáčivým pohybem ve směru hodinových ručiček na i.v. kanylu, tak aby byl zabezpečen bezpečný spoj.
6. Negativní kužel bezjehlového vstupu připojte otáčivým pohybem ve směru hodinových ručiček na infuzní systém s Luer zakončením, tak aby byl zabezpečen bezpečný spoj.
7. V případě potřeby uzavřete průtok hadičkou pomocí tlačky.
8. Odpojení hadičky proveďte otáčivým pohybem proti směru hodinových ručiček

**POSTUP PRO BEZPEČNOU LIKVIDACI ZP PO POUŽITÍ:**

ZP uložit do modrého PE pytle určeného pro nebezpečný – infekční odpad. Označený pytel (kódem odpadu, místem vzniku, datem a podpisem odpovědné osoby) po naplnění pevně uzavřít a bezpečně transportovat do spalovny = dekontaminační zařízení. Odstranění nebezpečné vlastnosti infekčnosti se rozumí provedení řádné dekontaminace. Třídění odpadů se provádí dle provozního řádu zdravotnického zařízení.

**POZNÁMKA PRO UŽIVATELE:** Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s dotčeným prostředkem, by měla být hlášena výrobcí a příslušnému místnímu orgánu.

**Značky použité na obalu**

	Katalogové číslo		Chránit před vlhkem		Číslo šarže		Výrobce
	Použit do data		Omezení teplot		Čtěte návod k použití		Sterilizováno ethylenoxidem a systém jednoduché sterilní bariéry
	Apyrogenní		Chránit před slunečním zářením		Neobsahuje latex		Neobsahuje ftalát DEHP
	Neresterilizovat		Nepoužívat opětovně		Nepoužívat, jestliže je balení poškozeno		Tlak
	Zdravotnický prostředek		Datum a země výroby		Objem hadičky		Jedinečný identifikátor prostředku

**SK Spojovacia hadička s bezjehlovým vstupom M**

**Katalogové č.:** V686424-M  
**Funkčnost:** výrobca deklaruje funkčnosť prostriedku, pokiaľ je použitý v súlade s návodom na použitie  
**Doba použitia:** „Krátkodobá“ – nepřetržitě použití počas doby použitelnosti i.v. kanyly, na ktorú je pripojená. Avšak, hadičku je nutné vymeniť maximálne po 7 dňoch alebo po 100 pripojeniach.  
**Provedenie:** sterilné, sterilizácia etylénoxidom  
**Cieľový pacient:** Pacienti podstupujúci intravenóznou alebo intraarteriálnu infúziu terapiu, kde je potrebné predĺženie alebo flexibilné spojenie medzi infúznym systémom a intravenóznym/intraarteriálnym katétrom  
**Určený používateľ:** Lekári, anesteziológovia, zdravotné sestry a ďalší zdravotníckí pracovníci v zdravotníckych zariadeniach, ktorí vykonávajú intravenóznou alebo intraarteriálnu infúziu terapiu.  
**Použité materiály:** PC, PE, PVC, ABS, silikon  
**Kompatibilita:** So zdravotníckymi pomôckami, ktoré majú štandardné Luer konektory, ktoré sú v zhode s normou ČSN EN ISO 80369-7. Spojovacie hadičky s bezjehlovým vstupom sú určené k prevodu kvapalných liekov alebo roztokov určených na i.v. podanie alebo prevodu krvi. (In)kompatibilitu liečiv s použitými materiálmi preverte v súhrnnom údajmi o lieku (SPC), pozri [www.sukl.cz](http://www.sukl.cz) alebo [www.olecich.cz](http://www.olecich.cz)  
**Kontraindikácie:** Nepoužívajte u pacientov, u ktorých je známa alergická reakcia na niektorý z materiálov výrobku.  
**Nežiaduce účinky:** Pokiaľ sa súprava používa v súlade s pokynmi uvedenými v oddiele Upozornenia a Použitie, nie sú nežiaduce reakcie známe.  
**Upozornenie:** Nepoužívajte, pokiaľ je sterilný obal otvorený alebo poškodený, alebo ak sú ochranné kryty spadnuté. Nepoužívajte po dátume expirácie. Opakované použitie, opakovaná sterilizácia alebo nedodržanie skladovacích podmienok predstavuje pre pacienta alebo používateľa potenciálne riziko. Môže dôjsť ku kontaminácii alebo narušeniu funkčnosti, čo môže zapríčiniť zranenie, ochorenie, prípadne smrť pacienta.  
**Skladovanie a preprava:** Výrobky musia byť skladované v suchom, vetranom, bezprašnom, tmavom prostredí bez priameho slnečného žiarenia tak, aby nedošlo k ich poškodeniu a deformácii. Výrobky musia byť skladované v obale, v ktorom sú dodávané výrobcem. Skladovacia teplota musí byť +5 °C až +25 °C a relatívna vlhkosť vzduchu max. do 75 %. S výrobkami nesmú byť skladované organické rozpúšťadlá a chemikálie. Pokiaľ je balenie vystavené podmienkam prostredia mimo špecifikovaných podmienok, kontaktujte výrobcu, ktorý rozhodne o ďalšom postupe. Výrobky sa prepravujú v čistých, suchých a krytých dopravných prostriedkoch pri teplote od -15°C do +60°C a relatívnej vlhkosti vzduchu max. 75% tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Spolu s nimi nesmú byť prepravované žiadne chemikálie. Maximálna doba prepravy ZP pri teplotách +50 °C až +60 °C nesmie presiahnuť 4 dni!

**Určený účel použitia**

Spojovacia hadička s bezjehlovým vstupom je jednorázový zdravotnícky prostriedok určený na prepojenie i.v. kanyly s ďalšími infúznymi systémami s Luer zakončením (striečkačky, infúzne sety, atď.). Možno ju tiež použiť na predĺženie alebo prepojenie akéhokoľvek infúzneho systému, ktorý má Luer zakončenie. Spojovacia hadička s bezjehlovým vstupom zaisťuje uzavretý systém a tým mikrobiologickú bezpečnosť počas použiteľnosti i.v. kanyly, na ktorú je pripojená, ale jej výmena musí byť vykonaná vždy maximálne po 7 dňoch alebo po 100 pripojeniach. Bezjehlový vstup, ktorým je hadička zakončená umožňuje mnohonásobný a bezpečný prístup (bez použitia ihly) pre priamu injekciu alebo infúziu. Spojovacia hadička s bezjehlovým vstupom je určená pre tlakové aj gravitačné systémy do tlaku 2 bary.

**Návod k použitiu**

1. Za aseptických podmienok, vyberte hadičku z obalu.
2. Z pripojovacieho kužela dajte dole ochranný kryt.
3. Pred aplikáciou vykonajte dezinfekciu povrchu silikónovej membrány (bezjehlového vstupu) otretím alkoholickou dezinfekciou alebo sprejom.
4. Počkajte minimálne 30 sekúnd, kým nevyschne dezinfekčný roztok.
5. Pozitívny kužel hadičky (Male Luer Lock) pripojte otáčavým pohybom v smere hodinových ručičiek na i.v. kanylu, tak aby bol zabezpečený bezpečný spoj.
6. Negatívny kužel bezjehlového vstupu pripojte otáčavým pohybom v smere hodinových ručičiek na infúzny systém s Luer zakončením, tak aby bol zabezpečený bezpečný spoj.
7. V prípade potreby uzavrite prietok hadičkou pomocou tlačky.
8. Odpojenie hadičky vykonajte otáčavým pohybom proti smeru hodinových ručičiek.

**POSTUP PRE BEZPEČNÚ LIKVIDÁCIU ZP PO POUŽITÍ:**

ZP uložiť do modrého PE vreca určeného pre nebezpečný - infekčný odpad. Označený vrec (kódom odpadu, miestom vzniku, dátumom a podpisom zodpovednej osoby) po naplnení pevne uzavrieť a bezpečne transportovať do spaľovne = dekontaminačné zariadenie. Odstránenie nebezpečné vlastnosti infekčnosti sa rozumie prevedenie riadnej dekontaminácia. Triedenie odpadov sa vykonáva podľa prevádzkového poriadku zdravotníckeho zariadenia.

**POZNÁMKA PRE POUŽIVATEĽOV:** Akákoľvek závažný nežiaduci účinok, ku ktorému došlo v súvislosti s dotknutým prostriedkom, by mala byť hlásená výrobcovia a príslušnému miestnemu orgánu.

**Značky použité na obale**

	Katalógové číslo		Chrániť pred vlhkom		Číslo šarže		Výrobca
	Použit do dátumu		Obmedzenie teploty		Čítajte návod na použitie		Sterilizované etylénoxidom a systém jednoduché sterilnej bariéry
	Apyrogenní		Chrániť pred slnečným žiarením		Neobsahuje latex		Neobsahuje ftalát DEHP
	Neresterilizovat		Nepoužívať opätovne		Nepoužívať, ak je balenie poškodené		Tlak
	Zdravotnícky prostriedek		Dátum a krajina výroby		Objem hadičky		Jedinečný identifikátor prostriedku

**EN Connection tubing with needleless port M**



**Catalogue No.:** V686424-M  
**Functionality:** the manufacturer declares the functionality of the device when used in accordance with the instructions for use  
**Duration of use:** „Short term“ - continuous use for the life of the IV cannula to which it is connected. However, the tubing should be replaced after a maximum of 7 days or 100 connections.  
**Design:** sterile, ethylene oxide sterilization  
**Target patient:** Patients undergoing intravenous or intra-arterial infusion therapy where an extension or flexible connection between the infusion system and the intravenous/intra-arterial catheter is required.  
**Designated user:** Doctors, anesthesiologists, nurses and other healthcare workers in healthcare facilities who perform intravenous or intra-arterial infusion therapy.  
**Materials used:** PC, PE, PVC, ABS, silicon  
**Compatibility:** With medical devices equipped with standard Luer connectors in conformity with standards ČSN EN ISO 80369-7. Connection tubing with needleless port are designed to transfer liquid or i.v. administration or transfer of blood. (In)compatibility of the drugs with the materials used, check in the summary about products (SPC) see [www.sukl.cz](http://www.sukl.cz) or [www.olecich.cz](http://www.olecich.cz).  
**Contraindication:** Do not use on any patient with a known allergic reaction to any of the product components.  
**Adverse effects:** No adverse effects are known if the set is used in accordance with the instructions specified in the Warning and Use sections.  
**Warning:** Do not use if the sterile packing is opened or damaged, or when the protective covers dropped off. Do not use after the expiry date.  
 Reuse, re-sterilization, or non-observance of storage conditions creates a potential risk to the patient or user. It may lead to contamination and/or impairment of functional capability, may lead to injury, illness or death of the patient.  
**Storage and transport:** The products should be stored in dry, ventilated, dust-free and dark rooms without direct sunlight to avoid their damage and deformation.  
 Products must be stored in the packaging as delivered by the producer. Products must be stored at temperatures from +5°C to +25°C and the relative air humidity is max. 75%. Organic solvents and chemicals must not be stored with the products. If the package is exposed to conditions outside the specified conditions, contact the manufacturer who will decide on the next course of action.  
 The products are transported in clean, dry and covered means of transport at a temperature from -15°C to +60°C and a relative humidity of max. 75% so that they are not damaged. No chemicals may be transported with them. The maximum transport time of MD at temperatures of +50°C to +60°C must not exceed 4 days!

**Intended use**

The connection tubing with needle-free entry is a disposable medical device designed to connect i.v. cannulas with other infusion systems with Luer ends (syringes, infusion sets, etc.). It can also be used to extend or connect any infusion set that has a Luer end. The connecting tube with needle-free entry ensures a closed system and thus microbiological safety for the period of use of the i.v. of the cannula to which it is connected, but its replacement must always be done after a maximum of 7 days or after 100 connections. The needle-free entrance with which the tube ends allows multiple and safe access (without the use of a needle) for direct injection or infusion. The connecting tube with needle-free entry is intended for pressure and gravity systems up to 2 bar pressure.

**Instruction for use**

- Under aseptic conditions remove the tube from the packaging.
- Remove the cover from the connecting cone.
- Before application, wipe or spray the surface of the silicone diaphragm (of the needleless port) with an alcoholic disinfectant.
- Wait for no less than 30 seconds until the disinfectant solution dries out.
- Attach the positive cone of the tubing (Male Luer Lock) by a clockwise twisting motion to an intravenous cannula so as to ensure a safe connection.
- Attach the negative cone of the needleless port by a clockwise twisting motion to an infusion system with a Luer ending so as to ensure a safe connection.
- If necessary, close the flow tube using clamp.
- Detach the tubing by a counter clockwise twisting motion.

**PROCEDURE FOR SAFE DISPOSAL OF MEDICAL DEVICES AFTER USE:**

Put the medical device in a blue PE bag intended for hazardous - infectious waste. After filling, seal the labeled bag (waste code, place of origin, date and signature of the responsible person) and transport it safely to the incinerator = decontamination device. Removal of the dangerous property of infectivity means proper decontamination. Waste sorting is carried out according to the operating rules of the medical facility.

**NOTE TO USERS:** Any serious adverse event occurring in relation to the device in question should be reported to the manufacturer and the competent local authority.

**Used symbols on packaging**

REF	Catalogue Number	Umbrella	Keep away from Rain	LOT	Batch Number	Factory	Manufacturer
Hourglass	Use by / Expiry date	Thermometer	Temperature Limitation	Book	Read instructions for use	STERILE EO	Sterilised by Ethylene Oxide and single sterile barrier system
X	Pyrogen free	Sun	Keep away from sunlight	Latex	Latex free product	PHT/DEHP	Does not contain DEHP phthalate
2	Do not Resterilize	X	For single use only	X	Do not use if unit package is damaged	P	Pressure
MD	Medical Device	Calendar	Date and Country of Manufacture	VOL	Objem hadičky	UDI	Unique Device Identifier

**DE Verbindungsschlauch mit dem nadellosen Eingang M**

**Katalognummer:** V686424-M  
**Funktionalität:** Der Hersteller erklärt die Funktionalität des Produkts bei bestimmungsgemäßer Verwendung  
**Dauer der Nutzung:** „Kurzzeitig“ - kontinuierliche Anwendung für die Dauer der intravenösen Verabreichung. Die Kanüle, an die es angeschlossen ist. Allerdings muss der Schlauch nach spätestens 7 Tagen bzw. nach 100 Anschlüssen ausgetauscht werden.  
**Ausführung:** steril, mit Ethylenoxid sterilisiert  
**Zielpatient:** Patienten, die sich einer intravenösen oder intraarteriellen Infusionstherapie unterziehen, bei der eine Verlängerung oder flexible Verbindung zwischen dem Infusionssystem und dem intravenösen/intraarteriellen Katheter erforderlich ist.  
**Zielanwender:** Ärzte, Anästhesisten, Krankenschwestern und andere medizinische Fachkräfte in Gesundheitseinrichtungen, die eine intravenöse oder intraarterielle Infusionstherapie durchführen.  
**Verwendete Werkstoffe:** PC, PE, PVC, ABS, Silikon  
**Kompatibilität:** Mit Sanitätsmitteln, die über standardmäßige Luer Verbindungsstecker verfügen, die der Norm ČSN EN ISO 80369-7 entsprechen. Verbindungsschlauch mit dem nadellosen Eingang wurden entwickelt, um flüssige Medikamente oder Lösungen für die intravenöse Verabreichung oder Blutübertragung zu liefern. (In)Drogenverträglichkeit mit den verwendeten Materialien, überprüfen Sie die SPC, siehe [www.sukl.cz](http://www.sukl.cz) oder [www.olecich.cz](http://www.olecich.cz)  
**Kontraindikationen:** Nicht bei Patienten zu verwenden, bei denen Allergien gegen einen der Produktbestandteile bekannt ist.  
**Unerwünschte Wirkungen:** Wenn Gerät in Übereinstimmung mit den Anweisungen im Abschnitt Hinweis and Anwendungsanleitung verwendet wird, sind keine unerwünschten Reaktionen bekannt.  
**Hinweis:** Nicht verwenden, wenn die sterile Verpackung offen oder beschädigt ist, oder wenn die Schutzkappen abgefallen sind. Verwenden Sie nicht nach Verfallsdatum nicht verwendet werden. Wiederverwendung, Resterilisation oder Nichtbeachtung der Lagerbedingungen stellen ein potenzielles Risiko für den Patienten oder Benutzer dar. Sie kann eine Kontamination und/oder Beeinträchtigung der Funktionalität zur Folge haben können zu Verletzung, Erkrankung oder Tod des Patienten führen.  
**Lagerung und Transport:** Die Produkte sollen in trockenen, gut belüfteten, staubfreien und dunklen Räumen ohne direkte Sonneneinstrahlung gelagert werden, um ihre Schäden und Verformungen zu vermeiden.  
 Die Produkte müssen in der vom Hersteller mitgelieferten Verpackung gelagert werden. Die Lagerungstemperatur muss im Bereich +5°C bis +25°C liegen und die relative Luftfeuchtigkeit muss max. bis 75% sein. Organische Lösungsmittel und Chemikalien dürfen nicht zusammen mit den Produkten gelagert werden. Wenn das Paket Umgebungsbedingungen außerhalb der angegebenen Bedingungen ausgesetzt ist, wenden Sie sich an den Hersteller, der über die weitere Vorgehensweise entscheidet.  
 Die Produkte werden in sauberen, trockenen und überdachten Transportmitteln bei einer Temperatur von -15°C bis +60°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von max. 75% transportiert, damit sie nicht beschädigt werden. Mit ihnen dürfen keine Chemikalien transportiert werden. Die maximale Transportzeit von MP bei Temperaturen von +50°C bis +60°C darf 4 Tage nicht überschreiten!

**Anwendungszweck**

Der Verbindungsschlauch mit dem nadellosen Eingang ist ein medizinisches Einweggerät zum Verbinden von i.v. Kanülen mit anderen Infusionssystemen mit Luer-Enden (Spritzen, Infusionssets usw.). Es kann auch verwendet werden, um jedes Infusionsset mit Luer-Ende zu verlängern oder anzuschließen. Der Verbindungsschlauch mit nadelfreiem Zugang gewährleistet ein geschlossenes System und damit mikrobiologische Sicherheit für die Nutzungsdauer der i.v. der Kanüle, an die sie angeschlossen ist, muss jedoch immer nach maximal 7 Tagen bzw. nach 100 Verbindungen ausgetauscht werden. Der nadelfreie Eingang, mit dem der Schlauch endet, ermöglicht einen mehrfachen und sicheren Zugang (ohne Verwendung einer Nadel) für die direkte Injektion oder Infusion. Der Verbindungsschlauch mit nadelfreiem Zugang ist für Druck- und Schwerkraftsysteme bis 2 bar Druck vorgesehen.

**Anwendungsanleitung**

- Unter aseptischen Bedingungen, nehmen Sie den Schlauch aus der Verpackung heraus.
- Nehmen Sie vom Anschlusskegel die Schutzabdeckung ab.
- Vor der Anwendung führen Sie die Oberflächendesinfektion der Silikon-Membrane (des nadellosen Eingangs) durch das Abwischen mit einem alkoholhaltigen Desinfektionsmittel oder mit Spray durch.
- Warten Sie mindestens 30 Sekunden ab, bis die Desinfektionslösung abgetrocknet ist.
- Führen Sie den Anschluss des positiven Kegels des Schlauchs (Male Luer Lock) durch eine Drehbewegung im Uhrzeigersinn durch, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
- Führen Sie den Anschluss des negativen Kegels des nadellosen Eingangs durch eine Drehbewegung im Uhrzeigersinn ans Infusionssystem mit dem Luer-Abschluss durch, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
- Falls notwendig, schließen Sie das Strömungsrohr mit der Klemme.
- Führen Sie die Trennung des Schlauches durch eine Drehbewegung gegen den Uhrzeigersinn durch.

**VERFAHREN ZUR SICHEREN ENTSORGUNG VON MEDIZINPRODUKTEN NACH GEBRAUCH:**

Legen Sie das Medizinprodukt in einen blauen PE-Beutel für gefährliche - infektiöse Abfälle. Verschließen Sie den etikettierten Beutel (Abfallcode, Herkunftsort, Datum und Unterschrift der verantwortlichen Person) nach dem Befüllen und transportieren Sie ihn sicher zur Verbrennungsanlage = Dekontaminationsvorrichtung. Die Entfernung der gefährlichen Eigenschaft der Infektiosität bedeutet eine ordnungsgemäße Dekontamination. Die Abfallsortierung erfolgt nach den Betriebsregeln der medizinischen Einrichtung.

**HINWEIS FÜR BENUTZER:** Jedes schwerwiegende unerwünschte Ereignis in Bezug auf das betreffende Gerät ist dem Hersteller und der zuständigen örtlichen Behörde zu melden.

**Symbole auf der Verpackung**

REF	Produkt-Referenznummer	Umbrella	Vor Regen schützen	LOT	Chargennummer	Factory	Hergestellt in
Hourglass	Verbrauchen bis/Datum des Verbrauchs	Thermometer	Temperaturbegrenzung	Book	Siehe Gebrauchsanweisung	STERILE EO	Mit Ethylenoxid sterilisiert und einem einfachen Sterilbarriersystem
X	Ohne Pyrogen	Sun	Vor Sonnenlicht schützen	Latex	Ohne latex	PHT/DEHP	Ohne Phthalat DEHP
2	Nicht wieder sterilisieren	X	Zur einmaligen Verwendung	X	Verwenden Sie das Gerät nicht, falls das Einheitspaket beschädigt ist.	P	Druck
MD	Medizinprodukten	Calendar	Herstellungsdatum und Herstellungsland	VOL	Objem hadičky	UDI	eindeutige Ressourcenkennung