



## Odměrka Odmerka

### **Návod na použití:**

- 1) Na odběr tzv. středního proudu moče.
- 2) K zabránění usazení sedimentu je nutné moč důkladně promíchat.
- 3) Odměrky je nutné po použití čistit a dezinfikovat běžnými prostředky používanými ve zdravotnictví.
- 4) Neumísťujte v blízkosti otevřeného ohně a zdrojů tepla.
- 5) Kontaminované výrobky uložte do označeného kontejneru a likvidujte předepsaným způsobem.

### **Návod na použitie:**

- 1) K odberu tzv. stredného prúdu moču.
- 2) Moč je potrebné dôkladne premiešať, čím sa zabráni usadeniu sedimentu.
- 3) Odmerky je nutné po použití opláchnuť a dezinfikovať bežnými prostriedkami používanými v zdravotníctve.
- 4) Neodkladajte v blízkosti otvoreného ohňa a zdrojov tepla.
- 5) Kontaminované výrobky uložte do označeného kontajnera a likvidujte predpísaným spôsobom.

Výrobce / Výrobca: GAMA GROUP a.s., závod Dalečín - 592 41 Dalečín  
Sídlo společnosti / Sídlo spoločnosti: GAMA GROUP a.s., Mánesova 11/3b,  
370 01 České Budějovice, Česká Republika, [www.gama.cz](http://www.gama.cz)  
Datum revize / Dátum revízie: 2.1.2018

